

PLATZBEDARF UND ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



Empfohlene Mindestgröße des Arbeitsbereichs

Das OnSight System ermöglicht einfache, kostensparende Installation in nahezu jeder Einrichtung. Es hat eine geringe Stellfläche und kann in den meisten Fällen ohne kostspielig abgeschirmten Raum installiert werden. Die Mindestanforderungen an die Stellfläche für das System sind unten aufgeführt. Diese sind bei der Auswahl und Planung einer Stellfläche zu beachten.

Anforderungen an die Netzspannung

Das OnSight System senkt Aufbauzeit und -kosten durch die Verwendung eines herkömmlichen Elektroanschlusses anstelle eines teuren Hochspannungsanschlusses. Es ist für Stromquellen mit 120 Volt/15 A bzw. 230 V/10 A ausgelegt.

Von OnSight empfohlene Mindestgröße des Arbeitsbereichs
Gemäß örtlichen Vorschriften kann zusätzlicher Platz erforderlich sein



¹ Prüfen Sie hierzu die lokalen Anforderungen.