



Technische Daten

Auflösung: 1280 x 1024 Pixel

Größe des Flachbildschirmes: 48 cm

Abmessungen

Breite: 50,3 cm

Tiefe: 13,1 cm (inkl. Montagevorrichtung)

Höhe: 50,3 cm (ohne Barcode-Lesegerät)

Gewicht: 14,1 kg

Stromversorgung

100-120 Volt (WS), 2,0 Amp., 50/60 Hz

200-240 Volt (WS), 1,0 Amp., 50/60 Hz

Netzwerk

10 BaseT/100 BaseT Netzwerkkarte

Wärmeabgabe

Max. 240 BTU/Std.

Kodak

Lizenziertes Produkt

Carestream Health
Deutschland GmbH
Hedelfinger Straße, 60
D-70327 Stuttgart
Tel: + 49 (0) 180/32 54 361
Fax: + 49 (0) 711/406-2641
Email: med-info@carestreamhealth.com
Internet: www.carestreamhealth.de

Carestream Health GmbH
Europaring A03 301
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: + 43 1 86670-21310
Fax: + 43 1 86670-21329
Email: at-healthgroup@carestreamhealth.com

Carestream Health Suisse SA
Centre "Les Tuilleries"
Rte de Cite-Quest 2
1196 Gland
Tel.: +41 (0) 22 354 34 34
Fax: +41 (0) 22 354 34 48

Weitere Informationen

zum KODAK DIRECTVIEW Remote Operations Panel erhalten Sie unter.

www.carestreamhealth.com

Carestream 
HEALTH

The innovation in **Kodak** health products