

## DIGITAL. KOMPAKT. KOSTENGÜNSTIG.

CARESTREAM DIRECTVIEW Vita CR-Systeme sind kompakte Lösungen mit geringem Platzbedarf, die hochwertige digitalen Bildern liefern und zu einem überaus günstigen Preis erhältlich sind. Mit drei Optionen zur Durchsatzgeschwindigkeit sorgen Vita CR-Systeme für eine höhere Effizienz und Produktivität und bieten dabei Unterstützung für eine bessere Patientenbehandlung. Die Zahl von weltweit mehr als 20.000 verkauften Geräten zeigt, welches Vertrauen in Carestream als Anbieter von Tischgerät-CR-Systemen gesetzt wird.



## EIN KLEINES WUNDER.



## GROSSE LEISTUNG FÜR KLEINE EINRICHTUNGEN.

Vita CR-Systeme eignen sich für kleine bis mittelgroße Krankenhäuser, Kliniken und Praxen, die zwar auf ihre Ausgaben achten müssen, aber nicht bereit sind, bei der Qualität ihrer Bilder Kompromisse einzugehen. Diese Tischgeräte sind kleiner und leichter als andere CR-Systeme. Sie zeichnen sich durch für Spezialanwendungen ideal geschaffene Merkmale und Funktionen aus, während ihr skalierbares Design ein Wachstum entsprechend Ihren Anforderungen ermöglicht.



## DIE RICHTIGE GRÖSSE. DIE RICHTIGE LÖSUNG.

Warum für Funktionen zahlen, die Sie weder benötigen noch verwenden werden? Viele große, komplexe Systeme für die digitale Bildgebung sind für die Anwendungsbereiche Ihrer Einrichtung einfach übertrieben und sind zudem unerschwinglich. Vita CR-Systeme bieten:

- Qualitativ hochwertige Bildgebung zu einem günstigen Preis
- Möglichkeit zur Erstellung digitaler Röntgenbilder in der eigenen Praxis
- Schnellerer Durchlauf – für schnellere Diagnosen und eine bessere Versorgung

## SCHNELLE VERARBEITUNG NACH IHREN WÜNSCHEN.

Alle Funktionen und Merkmale der Vita CR-Systeme werden in einem Modell angeboten, das über die für Ihre Einrichtung richtige Ausgabegeschwindigkeit verfügt (Anzahl der Folien pro Stunde abhängig von der Kassettengröße):

**Vita LE** BIS ZU **30** Folien pro Stunde

**Vita** BIS ZU **50** Folien pro Stunde

**Vita XE** BIS ZU **69** Folien pro Stunde



## EINFACHE EINRICHTUNG. HOCHWERTIGE ERGEBNISSE.



**Einrichtung und Inbetriebnahme in wenigen Stunden**  
 Dank einer schnellen, einfachen Einrichtung ist Ihr System noch am selben Tag einsatzbereit. Außerdem ist der Schulungsaufwand aufgrund der intuitiven Benutzeroberfläche minimal.

**Höherer Durchsatz und Produktivität**  
 Vorkonfigurierte Bilddarstellungen in Bildqualität vereinfachen die Auswahl standardmäßiger Bildvoreinstellungen. Unsere intelligente Löschkfunktion ist zudem mit optimierten Löscheziten verbunden.

**Vereinfachte Verfahren und niedrigere Kosten**  
 Der Kauf von Filmen und die Lagerung von Chemikalien gehört nun endgültig der Vergangenheit an.

**Erstellung qualitativ hochwertiger Bilder**  
 Unkomplizierte, benutzerfreundliche Bildaufnahmesoftware mit optimierter Darstellung – automatischer Bildverarbeitung (EVP+)

**Einsatz in speziellen Anwendungsbereichen**  
 Langformat-Imaging, Zahnmedizin, Militär, Mobilanwendung, Chiropraktik und Orthopädie mit speziell entwickelten Geräten und/oder Messwerkzeugen

# LEISTUNGSSTARKE DIAGNOSTISCHE BILDGEBUNG.

## CARESTREAM CR-Folien und -Kassetten

Unsere für Vita CR-Systeme ideal geeigneten CR-Kassetten und Speicherleuchtstoff-Folien werden in verschiedenen Ausführungen angeboten und liefern eine hohe Leistung, um die Anforderungen verschiedenster CR-Untersuchungen und klinischer Anwendungsbereiche, zu erfüllen, darunter Langformat-Imaging, Orthopädie, Pädiatrie und viele mehr.

- 8 x 10 Zoll
- 10 x 12 Zoll
- 11 x 14 Zoll
- 14 x 14 Zoll
- 14 x 17 Zoll
- 14 x 33 Zoll
- 24 x 30 cm
- 15 x 30 cm



## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

34 cm x 75 cm x 55 cm

### GEWICHT

36 kg

### SCANAUFLÖSUNGEN

12 Pixel/mm

6 Pixel/mm

### MERKMALE

Verbesserte Benutzeroberfläche für Aufnahmen

Web-Auftrags erfassung

DICOM- und HL7-konform

DICOM Print

Multi-Format-Druck

DICOM-Viewer

### VERFÜGBARE OPTIONEN

Mini-PACS-Archivierung

Klinisches Reporting

Web Viewer-Lizenz

Langformat-Imaging

DICOM Store SCP (Service Class Provider)

Erweiterte Messwerkzeuge

OmniLink-Software

Tablet-Viewer

Paket für dentale Panoramaaufnahmen

## Service- und Support-Community.

Profitieren Sie von den Vorteilen unseres Kundennetzwerks. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Bildgebungsleistung für unsere Kunden und unterstützen Sie bei Veränderungen Ihrer Anforderungen mit Innovationen, die Ihnen helfen, Ihr Budget und Ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Das Kundennetzwerk von Carestream bietet Ihnen ein dynamisches Expertenteam und eine zentrale Anlaufstelle für den einfachen und individuellen Zugang zu den richtigen Spezialisten in jeder Situation. Sie und Ihre Patienten profitieren von den Vorteilen und besten Praktiken, die Carestream aus der Erfahrung von über 100 Jahren Innovation in der medizinischen Bildgebung und im Umgang mit Tausenden von Kunden weltweit entwickelt hat.

