



Carestream   
HEALTH



## Groene Hart Ziekenhuis kiest voor Carestream's DR9500

Het eerste multifunctionele traumastatief in Nederland is in Gouda geplaatst. Sinds de lancering van dit statief zijn er al velen wereldwijd geplaatst.

Nederlands eerste Carestream DirectView DR9500 is afgelopen maand geplaatst op de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. De DR9500 is een innovatief product van Carestream, waarbij men de beschikking heeft over een groot aantal functionaliteiten, die in het bijzonder geschikt zijn voor deze specifieke omgeving.

"Dit was dan ook de reden om te kiezen voor de Carestream oplossing", aldus Anita Schoonderwoerd, manager van de afdeling radiologie.

"Bovendien is de DR9500 de beste unit op de markt die geschikt is voor deze toepassing, een gelijkwaardig alternatief is er momenteel niet."



Met de komst van de DR9500 is het digitaliseringstraject voor de afdeling radiologie in Gouda afgerond. In een eerder stadium implementeerden het Groene Hart Ziekenhuis en Carestream Health al succesvol het Carestream RIS en PACS. Met daarnaast een aantal CR-systemen en 4 digitale buckykamers.



Carestream Health's DR9500

### EDITORIAL



William Kok,  
accountmanager

*Een groot deel van de radiologieafdelingen binnen Nederland wordt geconfronteerd met een groei voor wat betreft het aantal verrichtingen. Een deel van deze groei is vaak toe te schrijven aan de hoeveelheid buckyonderzoeken. Anderzijds staan de resources (personeel, aantal kamers) onder druk.*

*Carestream levert een complete lijn van geavanceerde buckyapparatuur, van een hoog productie buckykamer (DirectView DR7500), tot een specifieke traumatoepassing (DirectView DR9500). Bovendien heeft Carestream zeer recent de DRX-1 gelanceerd. Deze draadloze,*

  
Carestream   
HEALTH

Bramenberg 12  
3755 BZ Eemnes  
035 5390 100

[www.carestreamhealth.com](http://www.carestreamhealth.com)



Fits.



Doesn't fit.



UNBOX. INSERT. IMAGE.

Simple. Genius.

# DRX-1

## the cassette-sized DR

### Hét mobiele draadloze DR-systeem

Carestream Health introduceerde onlangs de eerste draadloze DR detector. Het formaat van deze detector is gelijk aan die van een standaard 35x43 cassette en kan gebruikt worden in bestaande tafel- en wandbucky's.

Het CARESTREAM DRX-1 Systeem bestaat uit een console en een draadloze 35 x 43 cm cassette (DR) detector die kan voorzien in een snelle, betaalbare conversie van uw analoge buckykamer in een DR kamer! Het systeem kan moeiteloos in uw bestaande systeem, zonder kostbare modificaties te hoeven uitvoeren. Met de detector kunt u alle mogelijke onderzoeken uitvoeren waar voorheen film- of CR cassettes gebruikt werden. Het DRX-1 systeem laat high-quality preview beelden binnen 5 seconden zien. Dit zal de productiviteit aanzienlijk verhogen ten opzichte van film of CR.

"Deze innovatieve draadloze detector is zeer aantrekkelijk voor ziekenhuizen die hun productie en beeldkwaliteit willen verbeteren in bestaande CR of analoge kamers, maar die geen budget hebben voor het vervangen van de gehele buckykamer," zei Diana Nole, President, Digital Medical Solutions, Carestream Health.



Voor meer info over de DRX-1 op internet:  
[www.carestreamhealt.com/drx1](http://www.carestreamhealt.com/drx1)

## EDITORIAL

*35x43 cm detector geeft de gebruiker een optimale flexibiliteit, zonder concessies te doen ten aanzien van de ergonomie. De DRX-1 past in uw bestaande analoge buckyapparatuur, zonder kostbare aanpassingen, of kan gebruikt worden in een bestaende DR-omgeving als losse detector.*

*Met vriendelijke groet,*

William Kok  
Account manager



De periode van Kerst en Oud&Nieuw breekt weer aan. namens het voltallige personeel van CSH wil ik u en uw naasten goede kerstdagen en een gezond 2009 toewensen.

Bob Visser  
Managing Director

