

LEISTUNG LIEGT IN DER FAMILIE.

Modellauswahl für die volle
Leistung digitaler Technologie.



LEISTUNGSSTARK. DIGITAL. ZUVERLÄSSIG.

Mit dem DRX Detektor hat Carestream die weltweit erste kabellose Lösung im Kassettenformat vorgestellt. Heute setzt unsere Detektor-Produktfamilie DRX Core und DRX Plus diese Tradition der Innovation fort.

Mit dem günstigen DRX Core Detektor rüsten Sie ihre bestehenden Röntgensysteme auf, um die Vorteile volldigitaler Systeme zu nutzen.

Der DRX Plus mit X-Faktor-Simultanbenutzbarkeit ist mit seinem dünnen und leichten Design einfacher zu handhaben. Zudem ist er durch Wasserschutzklasse IPX 57 noch zuverlässiger.

Zudem bietet der DRX 2530C die X-Faktor-Simultanbenutzbarkeit in einem kleinerem Format – ideal zur Platzierung in Einschüben von Inkubatoren.

LERNEN SIE UNSERE FAMILIE KENNEN.

DER BRANCHEN- STANDARD FÜR DIGITALE BILDERFASSUNG.

Mit DRX Detektoren rüsten Sie schnell, einfach und günstig von Film oder CR auf volldigitale Röntgenaufnahmen* um. Diese Lösungen bieten in Sekundenschnelle hochwertige Röntgenbilder für schnelle und zuverlässige Diagnosen und frühere Behandlung. Zudem bieten wir eine breite Auswahl an Detektoren. So können Sie genau die richtigen Modelle für Ihre Einrichtung wählen.

DRX ist eine bewährte Technologie – kein Wunder, dass weltweit bereits 12.000 unserer Detektoren im Einsatz sind.

* Als Teil eines integrierten Systems mit optionaler Carestream Konsole mit installierter Software und Ladegerät.

Eine Familie von Optionen.

DRX Detektoren sind mit folgenden Optionen verfügbar:

- Gadolinium-Szintillator für allgemeine Röntgenaufnahmen.
- Cäsiumjodid-Szintillator für Anwendungen mit kritischer Strahlendosis.
- Formate: 35x43 cm, 43x43 cm und 25x30 cm.
- Kabellose oder kabelgebundene Konstruktion.



Carestream Röntgensysteme.

Unser komplettes um den DRX Detektor entwickeltes Sortiment an innovativen DR-Bilderfassungslösungen umfasst komplette Röntgenräume und mobile Röntgensysteme.



Digitale Technologie zum günstigen Preis: CARESTREAM DRX Core Detektor



Erstklassige Leistung: Der DRX Plus Detektor

Mit dem DRX Core können Sie sich von Film oder CR verabschieden und erhalten all die Vorteile, die nur DR bieten kann, ohne Ihr Budget überzustrapazieren.

Das bietet der DRX Core:

- Mögliche Aufrüstung Ihrer bestehenden Systeme ohne teuren Geräte austausch.
- Hervorragende voll-digitale Bildqualität.
- Kabellose Konnektivität (optional) ohne störende und gefährliche Kabel und mit geringerem Infektionsrisiko.
- Wasserschutzklasse IPX 44 für noch mehr Zuverlässigkeit.
- Strahlerkennungsmodus für kabellose, automatische Bilderfassung.
- Carbonpanel für bessere Handhabung.
- Detektorstatus-LED-Anzeigen.

Unser DRX Plus bietet das X-Faktor-Konzept in einem schlankeren und leichteren Gehäuse für einfachere Handhabung. Das bietet der DRX Plus zusätzlich zu allen DRX Core-Funktionen:

- Simultane Benutzung von Detektoren zwischen allen DR-Räumen und DR-Mobilsystemen.
- Serienmäßige kabellose Konnektivität ohne störende und gefährliche Kabel und mit geringerem Infektionsrisiko.
- Möglichkeit zur Aufrüstung praktisch jedes Systems auf DR.
- Wasserschutzklasse IPX 57 für ausgezeichnete Zuverlässigkeit – bis einen Meter wasserdicht bei voller Funktion.
- Hotswap-fähiger Akku und getrenntes Ladegerät für die Nutzung des Detektors, während der Akku geladen wird.



Starke Leistung in kleinerer Verpackung: DRX 2530C Detektor

Der DRX 2530C liefert das starke X-Faktor-Konzept in einem kompakten Design. Das bietet er:

- Schnelle, einfache Platzierung in Einschüben von Inkubatoren.
- Cäsiumjodid-Szintillator (CsI) für Anwendungen mit kritischer Strahlendosis.
- Kompatibilität mit dem kleinformatigen Detektorhalter DRX-Revolution.
- Schnellere orthopädische Bildgebung durch einfache Handhabung übertisch.
- Ergonomischer Griff für schnelle und einfache Positionierung.
- Volle Kompatibilität mit dem gleichen DRX-Batterieladegerät.

DRX-Ascend



DRX-Revolution




DRX-Mobile-
Umrüstsatz



DRX-Transportable/
Tragbar für den Außeneinsatz



WELCHEN WEG SIE AUCH GEHEN,
WIR BRINGEN SIE
ANS ZIEL.



RICHTIG FÜR HEUTE.
BEREIT FÜR MORGEN.

Richtig für heute. Bereit für morgen.

Carestream steht bereit, um Sie bei der Planung des effektivsten Wegs in Ihre zukünftige Röntgen-Bildgebung zu unterstützen. Unsere skalierbare Systemauslegung und die modularen Komponenten sorgen für Hochleistung heute und problemlose, kostengünstige Upgrades in den kommenden Jahren.

Planen Sie Ihre Gerätemigration gemeinsam mit uns, und seien Sie versichert, dass Ihre heutige Technologieinvestition sich in Zukunft auszahlt.

Schutz vor Sturz und anderen Schäden.

Alle DRX Detektoren können mit dem DRX-Schadenschutzpaket abgesichert werden. Es kann zusätzlich zu Ihrer üblichen Carestream DRX-Garantie oder Ihrem Servicevertrag abgeschlossen werden, damit Ihr Gerät im Fall von bei der üblichen klinischen Nutzung auftretenden Schäden zu einem Bruchteil des vollen Preises ersetzt werden kann. Für Sie bedeutet das Sorgenfreiheit, Hilfe nach nur einem Anruf und schneller Austausch.

Eine Community für Service und Support

In unserem Kundennetzwerk finden Sie einen zuverlässigen Service. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Ihre Bildgebungsleistung zu verbessern, Ihnen mit Innovationen zu helfen, den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, und Ihr Budget und Ihre Ressourcen optimal zu nutzen. Das Carestream Kundennetzwerk umgibt Sie mit einem dynamischen Expertenteam und einer zentralen Anlaufstelle für einfachen und individuellen Zugang zum richtigen Spezialisten in jeder Situation. So können Sie und Ihre Patienten von dem Fachwissen und den Best Practices profitieren, die nur Carestream bieten kann und die auf unserer Erfahrung mit Tausenden von Kunden weltweit und 100 Jahren Innovation im Bereich medizinische Bildgebung basieren.



carestream.de

