



## Preisgünstige Aufrüstung auf DR – jetzt mit kabelloser Steuerung per Tablet.

Sie möchten Ihren analogen Röntgenraum oder Ihr mobiles Gerät auf DR aufrüsten? Das geht jetzt – einfach und günstig – mit dem DRX-Transportable System/Lite.

Diese Lösung bietet nun die Möglichkeit zur kabellosen Steuerung per Tablet. Sie brauchen keine sperrige Elektronikbox und keine feste Konsole. Stattdessen steuern Sie das komplette System kabellos mit einem leichten Tablet, das auch Ihre aufgenommenen Bilder anzeigt.

So können Sie sich einfach und frei durch den Behandlungsraum, die gesamte Radiologieabteilung oder von Räumen zu mobilen Geräten bewegen.



## DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Der im Detektor integrierte Virtual Access Point macht dieses Produkt zu einer flexiblen Lösung zur Verbesserung des Workflows.
- Schnelle und kostengünstige Umrüstung von vorhandenen analogen Systemen auf DR.
- Die Technologie zur automatischen Erkennung der Röntgenstahlung macht die Aufrüstung mit diesem akkubetriebenen, wiederaufladbaren System noch einfacher.
- Volle Bewegungsfreiheit in der Radiologieabteilung, zwischen Räumen oder zwischen Raum und mobilem Gerät.

# CARESTREAM DRX-Transportable System

## DR-Imaging – einfacher, leistungsfähiger und kompakter als je zuvor.

- Sofortige Aufrüstung vorhandener Geräte auf DR.
- Drahtlosfähigkeit für volle Bewegungsfreiheit.
- Nehmen Sie Bilder auf, und sehen Sie sie direkt am Behandlungsort an.
- DRX Detektoren sind im kabellosen Format 35x43 cm oder 43x43 cm mit Gadolinium- (GOS) oder Cäsium-Szintillator (CSI) erhältlich.



## Produktspezifikationen

### Hauptkomponenten:

- Tablet-PC
- i7-Prozessor, 12,1"-Touchscreen, 1,6 kg
- Robustes Design gemäß MIL-STD-810G- und IP52-Standards
- Dualer Hotswap-fähiger Akku
- DRX Detektoren (nicht im Lieferumfang)



## Ein vertrauter Partner: CARESTREAM Smart Services

Wir von Carestream sind da, wenn Sie uns brauchen. Unsere medizinischen Bildgebungslösungen werden von unserem weltweiten Supportteam aus Produkt- und Branchenspezialisten unterstützt – Experten, die eng mit Ihnen zusammenarbeiten, damit Ihre Geräte mit voller Leistung laufen. Dank unseres umfangreichen Serviceangebots müssen Sie sich nicht mehr um den Zustand Ihrer Geräte sorgen und haben Zeit für das, was wirklich zählt – Ihre Patienten.



## Das X-Faktor-Prinzip

Mit konfigurierbaren, modularen Komponenten, die durch den tragbaren DRX Detektor betrieben werden, können Sie mit dem X-Factor den maximalen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen. Sie können den Detektor bei Ihrer morgendlichen Runde an Ihren nachgerüsteten mobilen Geräten einsetzen ... und ihn später bei großem Patientenaufkommen in einen vollen DRX-Evolution-Raum mitnehmen. Passen Sie mit X-Factor Ihre Lösung an Ihren Workflow und Ihr Budget an – die Möglichkeiten sind endlos.

## Branchenführende Performance: Lernen Sie unser Sortiment an DRX-Detektoren kennen.

Unser Portfolio an DR-Detektoren umfasst drahtlose, gemeinsam nutzbare und feste Modelle, um all Ihren Anforderungen gerecht zu werden – je nach Untersuchungstyp, Detektorgröße, Dosisbedarf, Pegel und Budget. Entdecken Sie den richtigen Detektor für Ihre Anforderungen auf [carestream.com/detectors](http://carestream.com/detectors).

[carestream.com](http://carestream.com)

