



SONDES INTELLIGENTES, SPLENDIDES PERFORMANCES

Les systèmes d'échographie CARESTREAM Touch offrent un grand nombre d'applications d'imagerie grâce à une gamme complète de sondes. Leur remarquable facilité d'utilisation commence par leur bouton *Smart Select* qui, d'une seule pression, permet d'activer rapidement la sonde. La technologie avancée Smart Connect améliore la sensibilité et l'efficacité en facilitant les examens d'un grand nombre de types d'anatomie. Les connecteurs sans broches, conçus pour brancher et débrancher le capteur facilement d'une seule main, renforcent encore la facilité d'utilisation et la productivité.



VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES

- Des capteurs spécialisés sont disponibles pour l'imagerie radiologique, OB/GYN, musculo-squelettale (MSQ) et vasculaire.
- L'interfaçage direct avec la carte de traitement réduit le bruit parasite et améliore la qualité de l'image.
- Quatre capteurs peuvent être raccordés simultanément à l'un quelconque des quatre ports.
- Une simple pression sur un bouton permet de geler, enregistrer ou imprimer les images.
- La garantie de deux ans et plusieurs Plans de Protection Accident permettent d'optimiser le taux de disponibilité et votre tranquillité d'esprit.




Systèmes d'échographie CARESTREAM Touch Sondes Smart-Connect

À chaque application, W sa sonde.

Avec le système Touch, vous ne serez plus jamais obligé de vous contenter d'une sonde générique, loin d'être idéale. Notre vaste gamme de sondes intelligentes comprend une option qui a été spécialement conçue pour un large éventail d'examen.

Le bouton *Smart Select* du transducteur permet à lui seul et d'une seule pression d'allumer rapidement la sonde et de geler, enregistrer ou imprimer les images.

Sonde	Application	Plage de fréquence (MHz)
6C2	Abdominal, OB/GYN, Pédiatrique	2 – 6
18L5	parties molles, poitrine, MSK	5 – 18
E10C4	Endovaginal, Prostate	4 – 10
18L5s	Imagerie superficielle, MSK	5 – 18
5P1	Abdominal	1 – 5
9C2	Abdominal, OB/GYN, Pédiatrique	2 – 9
14L3	parties molles, sein, MSK, Vasculaire	3 – 14
13L4w	parties molles, sein, MSK (polyvalent)	4 – 13
N13C5	Néonatal	5 – 13
10L2w	Vasculaire	2 – 10
6C2s	Abdominal, OB/GYN, Pédiatrique	2 – 6
8L2	Vasculaire	2 – 8
E14C4	Prostate	4 – 14



carestream.fr/touch

Carestream