



TRANSDUTORES INTELIGENTES, DESEMPENHO BRILHANTE.

Os sistemas Touch Ultrasound da CARESTREAM oferecem uma família completa de transdutores* para uma vasta gama de aplicações imagiológicas. A sua notável facilidade de utilização começa com um exclusivo botão *Smart Select* que permite ativar o transdutor de forma rápida e com um simples toque. A avançada tecnologia Smart Connect proporciona uma maior sensibilidade e eficácia e um melhor acesso de digitalização numa vasta gama de tipos de corpos. Para aumentar a comodidade e a produtividade, os conectores sem pinos foram concebidos para permitir uma conexão e desconexão fácil com uma única mão.

*Licença pendente da Health Canada

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Transdutores especializados disponíveis para radiologia, obstetria/ginecologia e imagiologia musculoesquelética (MSK) e vascular.
- A interface direta com a placa de processamento permite reduzir o ruído e obter imagens de superior qualidade.
- Possibilidade de conectar quatro transdutores a qualquer uma das quatro portas.
- O simples toque de um botão permite congelar, arquivar e imprimir imagens.
- A garantia de dois anos e planos de proteção contra acidentes permitem otimizar o tempo de utilização e obter uma maior tranquilidade.






Transdutores Smart-Connect para sistemas Touch Ultrasound da CARESTREAM.

O transdutor certo para cada aplicação.

Com o sistema Touch, nunca terá de se contentar com um transdutor genérico e inadequado. A nossa abrangente família de transdutores inteligentes inclui uma opção especificamente concebida para uma vasta gama de exames.

O botão do transdutor *Smart Select* exclusivo permite efetuar uma ativação rápida e congelar, arquivar e imprimir imagens com um simples toque.

Transdutor	Aplicação	Gama de frequências (MHz)
6C2	Abdominal, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria	2 – 6
18L5	Pequenas partes do corpo, Mamografia, Musculoesquelética	5 – 18
E10C4	Endovaginal, Próstata	4 – 10
18L5s	Imagiologia superficial, Musculoesquelética	5 – 18
5P1	Abdominal	1 – 5
9C2	Abdominal, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria	2 – 9
14L3	Pequenas partes do corpo, Mamografia, Musculoesquelética, Vascular	3 – 14
13L4w	Pequenas partes do corpo, Mamografia, Musculoesquelética (matriz larga)	4 – 13
N13C5	Neonatal	5 – 13
10L2w	Vascular	2 – 10
6C2s	Abdominal, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria	2 – 6
8L2	Vascular	2 – 8
E14C4	Próstata	4 – 14



carestream.com/touch

Carestream