



INTUITIV ULTRALYD.

En revolutionerende kombination af
"touch" og lyd.



SÅ SIMPELT. SÅ INSPIRERENDE. SÅ REVOLUTIONERENDE.

En sand revolution inden for ultralyd fra en verdensleder i diagnostisk billeddannelse: CARESTREAM Touch-ultralydssystemet.

Med et konfigurerbart All-Touch-betjeningspanel, som branchen aldrig har set magen til, tilbyder CARESTREAM Touch et nyt intuitivt betjeningsniveau, innovative produktivitetsværktøjer og kraftfuld bearbejdning. Resultatet er et helt nyt effektivitetsniveau og avanceret billedkvalitet. Ultralydsfremtiden er allerede her – med en revolutionerende kombination af "touch" og lyd.

INNOVATIV ALL-TOUCH-GRÆNSEFLADE.

Systemets All-Touch brugergrænseflade er designet til at tilbyde det ultimative inden for intuitiv betjening. Det bidrager til at minimere tiden til undervisning og giver forbedret arbejdsgang og større produktivitet.

EN EKSTRAORDINÆR BRUGEROPLEVELSE.

Carestream Touch-ultralydssystemet sætter en ny standard for intuitiv brugervenlighed. Dets primære betjening har de traditionelle tasters taktile feedback takket være karakteristiske ætsede mønstre sammen med de konfigurerbare multifunktionstasters fleksibilitet. Det er nemt at opdatere – og giver dig adgang til de sidste nye funktioner med en enkel opdatering. Og den glatte, forseglede overflade rengøres uden besvær. Andre unikke funktioner omfatter:

- Kold start på mindre end 18 sekunder – giver hurtigere adgang til billeddannelse og eliminerer behovet for batteri stand-by-tilstand.
- *Svirp og start* badge login sparer tid, fremmer sikker adgang og konfigurerer automatisk systemet til brugerens scanningspræferencer.
- Integreret transducerknap aktiverer sonden med et fingertryk.

SUVERÆN BILLEDKVALITET.

Touch-ultralydssystemet drager fordel af den massive computerkraft og avancerede algoritmer, som anvendes almindeligt i spilbranchen til at behandle ultralydsbilleddannelsesdata – så du hurtigere kan se flere oplysninger. Et bredt sortiment af transducere giver rene billeder, høje frame rates og ensartet fokus over hele billedet. Grafikprocessorer i hver transducerkonnektor kommunikerer med systemet for at forbedre billedydelsen.



De sekundære All-Touch betjeninger kan konfigureres til afdelingens præferencer.



All-Touch primære betjeninger benytter et karakteristisk ætset mønster til at give de traditionelle tasters taktile feedback.



Svirp og start login sparer tid, fremmer sikker adgang og konfigurerer systemet til brugerpræferencer

OPLEV KOMBINATIONEN AF "TOUCH" OG LYD.

Den nye standard inden for ultralydsteknologi.



Brugeropplevelsesfunktioner

Billedkvalitetsfunktioner

Stor 19" LED-skærm med høj opløsning og farve af høj kvalitet.



Dedikeret endovaginal (EV) sondeholder forhindrer utilsigtet skade.



Betjeningspanelet glider horisontalt og kan drejes for større positioneringsfleksibilitet og sonografkomfort. Har nem op/ned-højdejustering.



Nemt greb til placering med én hånd.



Den leddelte skærmarm sikrer nem bevægelse – herunder op og ned, venstre og højre og hældning til optimal visning.



Det enkelte kortdesign og de on-site moduler sikrer maksimal opetid.



Transducere slutes nemt til enhver af de fire porte og kommunikerer direkte med bearbejdningskortet for at få lavere støj og højere billedkvalitet.



Kraftige grafikprocessorer (GPUs) bearbejder ultralydsdata for at opnå en bedre rumlig opløsning og kontrastopløsning højere frame rate og forbedret stråleensartethed.



Bekvem fodpedal til hurtig adgang til hjullås, oplåsnings- og styringsfunktioner.



Dedikeret fodstøtteområde giver øget komfort under scanningen.



Praktiske opbevaringsbeholdere til de nødvendige procedurematerialer.




DET HANDLER HELT OM BILLEDET.

Carestream Touch-ultralydssystemets avancerede billeddannelsesteknologi og brugervenlighed giver dig mulighed for at optage billeder af høj kvalitet hurtigt og bekvemt – og hjælper dig med at hæve din behandlingsstandard og patienttilfredshed til nye niveauer.



REN BILLEDKVALITET.

Touch-ultralydssystemet sikrer de fremragende billeder, du forventer dig af Carestream. Systemets ekstraordinære, kraftfulde behandlingskapaciteter og brede sortiment af intelligente transducere giver høje frame rates og ensartet fokus for billeder med fantastisk klarhed. Hver transducerkonnektor er forsynet med egen grafikprocessor, som kommunikerer med systemet for at få endnu bedre ydeevne. Resultatet? Billeder, som sikrer hurtige og nøjagtige diagnoser.



One-Touch-transduceraktivering eliminerer tasteanslagene – og giver hurtigere adgang til billeddannelse.

NEM OG ENKEL SERVICE.

Touch-ultralydssystemet har en enkelt-kort-konstruktion og felt-udskiftelige moduler. Det sikrer hurtig og nem service og hjælper dig med at få høj opetid. Carestreams succesrige kundenetværk omgiver dig med et dynamisk team af exceptionelle eksperter med et enkelt kontaktpunkt, der giver dig nem, brugertilpasset adgang til det rigtige personale i enhver situation.

carestream.com/touch

