

ECOGRAFÍA INTUITIVA.

Una revolucionaria combinación
de tacto y sonido.



SENCILLO. INSPIRADOR. REVOLUCIONARIO.

Una verdadera revolución en ecografía del líder mundial en radiología de diagnóstico: el sistema de ecografía táctil de CARESTREAM.

Con su revolucionario panel control configurable y completamente táctil, el sistema táctil de CARESTREAM ofrece un nuevo nivel de funcionamiento intuitivo, herramientas de productividad innovadoras y un potente procesamiento. El resultado es un nuevo nivel de eficiencia y calidad de imagen avanzada. El futuro de la ecografía ha llegado, con una revolucionaria combinación de tacto y sonido.

INTERFAZ INNOVADORA COMPLETAMENTE TÁCTIL.

La interfaz de usuario completamente táctil del sistema está diseñada para ofrecer lo último en funcionamiento intuitivo. Esto ayuda a minimizar el tiempo necesario para la formación y admite un flujo de trabajo mejorado y una mayor productividad.

UNA EXTRAORDINARIA EXPERIENCIA PARA EL USUARIO.

El sistema de ecografía táctil de Carestream establece un nuevo estándar en facilidad de uso intuitiva. Sus controles principales proporcionan el 'feedback' táctil de las teclas tradicionales a través de distintos patrones grabados, junto con la flexibilidad de los suaves controles configurables. Es fácil de actualizar y permite que el acceso a las nuevas funciones sea realmente simple. Además, la superficie hermética es fácil de limpiar. Otras características únicas incluyen:

- El "inicio en frío" es inferior a 18 segundos, lo que permite un acceso más rápido a las imágenes y elimina la necesidad de utilizar el modo en espera con batería.
- *Pasar la tarjeta y ¡listo!* el inicio de sesión con tarjeta ahorra tiempo, facilita el acceso seguro y configura el sistema según las preferencias de exploración del usuario.
- El botón de la sonda integrado activa la sonda pulsando con el dedo.

MAGNÍFICA CALIDAD DE IMAGEN.

El sistema de ecografía táctil aprovecha la enorme potencia de cálculo y los algoritmos avanzados que se utilizan en la industria de video juegos para procesar los datos ecográficos con el fin de que pueda ver más información, más rápidamente. Un amplio conjunto de sondas inteligentes proporciona imágenes supernítidas, altas velocidades de imagen y un enfoque uniforme en toda la imagen. Además, las CPU en cada conector de sonda se comunican con el sistema para mejorar el rendimiento de la imagen.



Los controles táctiles secundarios pueden configurarse según las preferencias del departamento.




Los controles principales completamente táctiles utilizan un patrón distintivo grabado para proporcionar el 'feedback' táctil de las teclas tradicionales.




Pasar la tarjeta y ¡listo! el inicio de sesión ahorra tiempo, promueve el acceso seguro y configura el sistema según las preferencias del usuario

DISFRUTE DE LA COMBINACIÓN DE TACTO Y SONIDO.

La nueva referencia en tecnología ecográfica.



- Características de la experiencia de usuario
- Características de calidad de imagen




LA IMAGEN LO ES TODO.

La avanzada tecnología radiológica y la facilidad de uso del sistema de ecografía táctil de Carestream le permite capturar imágenes de alta calidad de forma rápida y cómoda y le ayuda a mejorar su nivel de asistencia y la satisfacción del paciente a un nivel superior.



CALIDAD DE IMAGEN SUPERNÍTIDA.

El sistema de ecografía táctil proporciona imágenes de calidad excelente que usted espera de Carestream. Las características de procesamiento excepcionalmente potentes y la amplia gama de sondas inteligentes del sistema ofrecen altas velocidades de imagen y un enfoque uniforme para obtener imágenes de gran nitidez. Cada sonda contiene su propio CPU que se comunica con el sistema para mejorar aún más el rendimiento. ¿Cuál es el resultado? Las imágenes admiten diagnósticos rápidos y precisos.



La activación de la sonda con un toque elimina las pulsaciones de teclado, lo que ofrece un acceso más rápido a la imagen.

SERVICIO SENCILLO.

El sistema de ecografía táctil cuenta con una arquitectura de placa individual y módulos reemplazable in situ. Esto permite realizar el mantenimiento de forma rápida y sencilla y optimiza el tiempo productivo. La Red de Clientes de Éxito de Carestream le proporciona un equipo dinámico de magníficos expertos con un Punto de contacto único que le ofrece un acceso sencillo y personalizado a los profesionales adecuados en cualquier situación.

carestream.com/touch

