

Un "panel de control digital" para monitorear la productividad de su Departamento

Asegurar el flujo de trabajo óptimo, control de costos y atención de los pacientes en los departamentos de radiología de alto volumen requiere la verificación del rendimiento de todos sus equipos CR y DR y su flujo de trabajo. El seguimiento preciso de la estaciones de trabajo en red - que presenta un verdadero desafío cuando estos sistemas están instalados en toda la empresa - permite una clara identificación de las áreas problemáticas y la reasignación responsable de los recursos. El Software para análisis e informe administrativo CARESTREAM proporciona un "panel de control digital" - una herramienta de gestión de información centralizada para la retroalimentación continua del rendimiento, lo cual le permite analizar los resultados y desarrollar planes de mejora.

Software para análisis e informe administrativo: La respuesta más reciente de Carestream a la necesidad de flujo de trabajo optimizado y a una mayor eficiencia empresarial.

RESUMEN DE VENTAJAS

- Proporciona una fuente única y consolidada para la visualización de todas las mediciones de rendimiento.
- Identifica las necesidades de reasignación de tecnología y capacitación adicional del operador.
- El software es fácil de instalar, fácil de usar.
- Los informes se formatean a la medida de sus necesidades y parámetros.

Software para análisis e informe administrativo CARESTREAM

Siguiendo el pulso de la productividad

Esta opción sólida de software le permite controlar de forma permanente las tendencias y patrones de flujo de trabajo en su departamento de radiología a través de la medición de las estadísticas de rendimiento de las unidades CR y DR en toda su empresa. Por ejemplo, el uso del equipo, el índice de rechazo y la técnica del operador pueden ser monitoreados y comparados a través de todo su equipo instalado de captura digital de Carestream. La información puede ser formateada como se desee y puede ser vista en cualquier PC autorizada - haciendo el procedimiento rápido y fácil para que pueda identificar y subutilizar las estaciones, la productividad de los técnicos individuales, los índices de rechazo de la imagen de cada estación, y más.

Tomando el control de su flujo de trabajo

Las perspectivas que provee el software para análisis e informe administrativo serán muy útiles para la mejora de su productividad general. Consultar su panel de control digital dejará en claro de inmediato dónde agregar las unidades adicionales CR o DR; dónde reemplazar los lectores de placas individuales con lectores de placas múltiples y viceversa; cuándo aumentar o disminuir el personal; y qué técnicos se beneficiarían con capacitación complementaria para mejorar su desempeño. En resumen, usted obtendrá el poder de regular el flujo de trabajo y controlar los costos *de manera más proactiva que nunca* - mientras aumenta la satisfacción del paciente al reducir los retrasos en el examen.


Información integral

Usted puede depender de una presentación consolidada y centralizada de *todos* los datos de rendimiento que necesita, incluyendo el uso de casetes, estadísticas de volumen de trabajo y de técnicos individuales, índice de exposición, datos de exámenes y la frecuencia y causa de imágenes rechazadas. Los datos pueden ser formateados a medida de manera automática según sus necesidades, en un formato de excel simple - no es necesario reformatear, no se pierde tiempo. Además, el software puede mostrar sus datos en forma de cuadro para una representación visual y una evaluación más rápida de la actividad. Las herramientas interactivas facilitan un rápido análisis y una aplicación de los resultados para el ajuste oportuno y optimización de los procesos de flujo de trabajo.

Cuadro de Análisis de uso y repetición de casete



Mezcla de Procedimiento por radiógrafo



Especificaciones del producto

Esta opción de software está disponible en:

- DIRECTVIEW Classic, Elite y Max CRs con software DIRECTVIEW 5.4 o superior.
- Sistema DRX-1, kit de retroinstalación DRX-Mobile, DRX-Transportable, DRX-Ascend, DRX-Evolution/Evolution Plus y DRX-Revolution, todo con el software DIRECTVIEW 5.3 o superior.

El software de Análisis Administrativo también está disponible como una opción de actualización en los siguientes sistemas DIRECTVIEW CR con software DIRECTVIEW 5.4 o superior: 825, 850, 950 y 975.



carestream.com

