



Obtención de imágenes móvil por rayos X realmente en movimiento.

Ahora, el pensamiento X-Factor le permite llevar el Detector DRX al campo con esta solución resistente y completa. Incluye el detector inalámbrico, los componentes electrónicos, el punto de acceso inalámbrico y una tablet PC; todo empaquetado de manera segura en un estuche de transporte portátil y resistente. El Sistema portátil DRX es ideal para aplicaciones como por ejemplo para pacientes militares, medicina veterinaria o que requieren traslados entre asilos y cuidados en el hogar. Tendrá todo el rendimiento de una habitación de obtención de imágenes de DR en cualquier momento que lo necesite.



VENTAJAS MAS DESTACADAS

- Estuche de transporte de protección compacto para el kit Portátil en el campo que facilita su traslado a ubicaciones remotas.
- Convierta rápidamente de manera rentable los sistemas móviles análogos existentes a DR.
- Fácil de usar, mínima capacitación necesaria.
- Capacidad inalámbrica que mejora la productividad y el flujo de trabajo.
- Disponible con DRX-1 o Detector DRX-1C más sensibles a la dosis.

Sistema portátil/Portátil en el campo DRX de CARESTREAM

La eficacia de la obtención de imágenes DR, más portátil que nunca.

- Capture y vea imágenes de inmediato en el punto de atención del paciente.
- El Detector DRX* inalámbrico y liviano es fácil de usar en espacios restringidos.
- Con alimentación independiente y recargable.
- Estuche de transporte resistente al agua y al polvo para facilidad de transporte.

*El detector se vende por separado.



Pensamiento X-Factor

X-Factor aprovecha al máximo su inversión de capital con componentes configurables modulares posibilitados por el Detector DRX portátil. Utilice el detector en sus unidades móviles retroadaptadas en sus rondas matutinas...y más tarde; y llévelo hasta una habitación DRX-Evolution ocupada para alcanzar máximos volúmenes de pacientes. Cuando X-Factor le permite escalar su solución para adaptarla a su flujo de trabajo y presupuesto, las posibilidades son ilimitadas.

Socio de confianza: CARESTREAM Smart Services

En Carestream, estaremos allí cuando nos necesite. Nuestras soluciones de obtención de imágenes médicas están respaldadas por nuestro equipo de soporte mundial de especialistas en productos y del sector, expertos que trabajan en estrecha colaboración con usted para mantener en funcionamiento su equipo al máximo rendimiento. Al ofrecer un alcance completo de ofertas de servicios, proporcionamos plena tranquilidad con relación a la vida de su equipo de modo que pueda enfocarse en lo que es más importante: sus pacientes.

Especificaciones del producto

Componentes clave:

- Caja delgada de componentes electrónicos de 454 x 368 x 48 mm (17,9 x 14,5 x 1,9 pulg.), que incluye el punto de acceso inalámbrico, el interruptor Ethernet, la placa de interfaz del generador y la fuente de alimentación.
- La caja de componentes electrónicos usa el mismo tipo de batería que el detector DRX.
 - La batería se carga mientras está enchufado.
- Tablet PC
- Montaje de hardware para montar la tablet PC en el sistema
- Estuche de transporte de 625 x 500 x 297 mm (24,6 x 19,7 x 11,7 pulg.)
- Detector DRX*
 - Detector inalámbrico del tamaño del cartucho
 - 35 x 43 cm
 - GOS o Csl



carestream.com

