



Una actualización asequible a la tecnología DR: ahora, con control inalámbrico mediante tableta

¿Desea actualizar su unidad móvil o su sala de rayos X analógica a la tecnología DR? Ahora puede hacerlo, de un modo sencillo y económico, con DRX-Transportable System/Lite.

Esta solución ofrece funciones que permiten controlar de manera inalámbrica el equipo mediante una tableta. No requiere cajas electrónicas de gran tamaño y evita tener que trabajar desde una consola fija, ya que dispone de una tableta inalámbrica ligera que permite controlar por completo el sistema y visualizar las imágenes cuando se adquieren.

De este modo, puede moverse con libertad por la sala de exploración, por todo el departamento de radiología o desde la habitación contigua a la sala de rayos X hasta las unidades móviles con facilidad.



VENTAJAS A PRIMERA VISTA

- El punto de acceso virtual del detector hace flexible a esta solución que mejora el flujo de trabajo.
- Convierta de manera rápida y rentable sus sistemas analógicos a la tecnología de DR.
- La tecnología de detección de haces de rayos X, autoalimentada y recargable, simplifica aún más la actualización.
- Esta actualización se puede desplazar con facilidad por el departamento de radiología, de sala en sala o de una sala a una unidad móvil.

CARESTREAM DRX-Transportable System

La potencia de la adquisición de imágenes DR: más fácil y portátil que nunca

- Actualice su equipo a DR de manera instantánea.
- La capacidad inalámbrica le permite ir a cualquier parte.
- Capture y visualice las imágenes de manera inmediata en el lugar en el que atiende al paciente.
- Los detectores DRX están disponibles en formatos inalámbricos 3543 o 4343 con un centelleador de gadolinio (GOS) o de cesio (CSI).



Especificaciones del producto

Componentes clave:

- Tableta
- Procesador i7/pantalla táctil de 12,1"/1,6 kg (3,6 lb)
- Diseño resistente de conformidad con las normas MIL-STD-810G e IP52
- Batería intercambiable Dual Hot
- Detectores DRX (se venden por separado)



Un socio de confianza:

CARESTREAM Smart Services

Carestream estará a su lado cuando nos necesite. Nuestras soluciones de adquisición de imágenes médicas cuentan con el respaldo de nuestro equipo internacional de asistencia técnica para productos y de especialistas en el sector. Este equipo de expertos trabaja en estrecha colaboración con usted para mantener su equipo en marcha a pleno rendimiento. Al poner a su disposición una amplia oferta de servicios, disfruta de una total tranquilidad durante toda la vida útil del equipo, de manera que puede centrarse en lo que es más importante: sus pacientes.



Pensamiento X-Factor

X-Factor saca el máximo partido a su inversión en capital con componentes configurables y modulares que se alimentan a través del detector DRX portátil. Utilice el detector en las unidades móviles actualizadas durante las rondas matutinas. Y más tarde, trasládalo a una sala DRX-Evolution en la que haya un gran volumen de pacientes a los que atender. Allí donde X-Factor le permita adaptar la solución a su flujo de trabajo y presupuesto, las posibilidades serán infinitas.

Rendimiento líder en el sector: conozca nuestra familia de detectores DRX

En nuestra oferta de detectores DR encontrará modelos inalámbricos, compartibles y fijos que darán respuesta a sus necesidades en función del tipo de examen, tamaño de detector, dosis, nivel y presupuesto de que disponga. Descubra qué detector satisface mejor sus necesidades en carestream.com/detectors.

carestream.com

