



Aggiornamento DR a basso costo – Ora ancora più light con il tablet wireless

Volete aggiornare la sala radiologica analogica o l'unità mobile alla tecnologia DR? Ora è possibile farlo, in modo facile e conveniente, grazie a DRX-Transportable System/Lite.

Questa soluzione è oggi disponibile anche con tablet wireless. Il tablet, abbinato al nostro detettore, sono gli unici elementi indispensabili per il completo funzionamento del sistema consentendo anche la visualizzazione dell'immagine una volta acquisita.

Ciò vi consente di muovervi liberamente all'interno della sala d'esame, nell'intero reparto di radiologia o dalla diagnostica fissa a un portatile da corsia in piena libertà.



I VANTAGGI IN BREVE

- L'Access Point virtuale nel detettore rende quest'ultimo una soluzione flessibile che migliora il flusso di lavoro.
- Conversione rapida ed economica dei sistemi analogici preesistenti a DR.
- Auto-alimentato e ricaricabile, con tecnologia di rilevamento del fascio che semplifica ulteriormente l'aggiornamento.
- Con questo aggiornamento potrete muovervi facilmente nel reparto di radiologia, di stanza in stanza o da una stanza all'unità mobile.

CARESTREAM DRX-Transportable Lite System

La potenza dell'imaging DR, semplice, portatile e senza precedenti.

- Aggiornamento immediato dell'apparecchiatura preesistente a DR.
- La funzionalità wireless consente di spostarsi in libertà.
- Acquisizione e visualizzazione immediata delle immagini presso il point of care.
- Detettori DRX disponibili in formato wireless 3543 o 4343 con scintillatore al gadolinio (GOS) o al cesio (CSI).



Specifiche del prodotto

Componenti chiave:

- PC tablet
- Processore i7/touchscreen da 12,1 pollici/1,6 kg (3,6 libbre)
- Design robusto conforme agli standard MIL-STD-810G e IP52
- Doppia batteria intercambiabile a caldo
- Detettori DRX (venduti separatamente)

Partner di fiducia:

CARESTREAM Smart Services

Potete sempre contare su Carestream, ogni volta che ne avete bisogno. Le nostre soluzioni di imaging medicale sono supportate dal team di assistenza globale composto da specialisti dell'industria e dei prodotti, esperti che lavorano a stretto contatto con voi per preservare le vostre apparecchiature e garantirne il funzionamento al massimo delle prestazioni. Grazie a una gamma completa di offerte di assistenza, forniamo la massima tranquillità riguardo la durata delle vostre apparecchiature, lasciandovi concentrare su ciò che è veramente importante: i vostri pazienti.



Opzione X-Factor

Con l'X-Factor potrete ottimizzare le spese di investimento grazie a componenti modulari e configurabili alimentati dal detettore DRX portatile. Utilizzate il detettore con le unità mobili aggiornate durante i giri visite della mattina... e più tardi, nell'impegnata sala con DRX-Evolution per volumi elevati di pazienti. L'X-Factor consente di regolare le vostre soluzioni per adeguarle al flusso di lavoro e al budget, rendendo le possibilità infinite.



Prestazioni leader nel settore: Scoprite la famiglia di detettori DRX.

La nostra gamma di detettori DR include modelli wireless, condivisibili e fissi per rispondere alle vostre esigenze in base al tipo di esame, alla dimensione del detettore, al livello della dose e al budget. Scoprite il detettore giusto per le vostre esigenze su carestream.com/detectors.

carestream.com

