

DIGITALES. COMPACTOS. ACCESIBLES.

Los sistemas Vita CR de CARESTREAM DIRECTVIEW son soluciones de tamaño compacto que proporcionan imágenes digitales de alta calidad a un precio muy accesible. Gracias a la posibilidad de seleccionar tres velocidades de producción distintas, los sistemas Vita CR permiten no solo incrementar el rendimiento y la productividad, sino que ayudan a mejorar el cuidado de los pacientes. Con más de 20.000 unidades vendidas por todo el mundo, Carestream es su proveedor de confianza a la hora de adquirir sistemas CR de escritorio.



PEQUEÑA MARAVILLA.



SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO PARA CENTROS MÁS PEQUEÑOS.

Los sistemas Vita CR están diseñados para los hospitales y las clínicas pequeñas o medianas que necesitan llevar un control estricto de los gastos, sin comprometer la calidad de sus imágenes. Estas unidades de sobremesa son más pequeñas y ligeras que otros sistemas CR. Ofrecen funciones que resultan ideales para las aplicaciones especializadas. Asimismo, su diseño expandible les permite crecer junto con sus necesidades.



EL TAMAÑO ADECUADO. LA SOLUCIÓN ADECUADA.

¿Por qué debería pagar por capacidades que no necesita ni utilizará? Muchos sistemas grandes y complejos de obtención de imágenes digitales resultan excesivos para las aplicaciones de su centro. Asimismo, conllevan un precio prohibitivo. Los sistemas Vita CR proporcionan:

- Imágenes de calidad a un costo accesible
- Capacidad de ofrecer un proceso interno de rayos X digitales
- Tiempo de respuesta más rápido que acelera los diagnósticos y mejora la atención

ELIJA LA VELOCIDAD QUE NECESITA.

Todas las funciones y ventajas del sistema Vita CR están disponibles en un modelo con la velocidad de rendimiento* adecuada para su centro (el número de placas por hora varía en función del tamaño del cartucho):

Vita LE CON HASTA **30** pph

Vita CON HASTA **50** pph

Vita XE CON HASTA **69** pph



CONFIGURACIÓN FÁCIL. RESULTADOS DE CALIDAD.



PROGRAMACIÓN
Efectúe la configuración y comience con las exploraciones en cuestión de horas
Con la configuración rápida y sencilla, podrá empezar a utilizar el sistema el mismo día y, además, la capacitación se reduce al mínimo gracias a la interfaz intuitiva.

Incremento su rendimiento y productividad
Las "visualizaciones" preconfiguradas con calidad de imagen simplifican la selección de las preferencias predeterminadas relacionadas con las imágenes, y nuestra función de "borrado inteligente" optimiza el tiempo de borrado.

Simplifique los procedimientos y reduzca los costos
La adquisición de películas y el almacenaje de productos químicos pertenecen al pasado.

OBTENCIÓN
Obtenga imágenes de alta calidad
Software de obtención de imágenes sencillo y fácil de utilizar con visualización mejorada: procesamiento de imágenes automático (EVP+)

VISUALIZACIÓN/EDICIÓN
Efectúe aplicaciones especializadas
Usos para imágenes de gran longitud (LLI, por sus siglas en inglés), dental, militar, móvil, quiropráctico y ortopédico con hardware diseñado específicamente o con herramientas de medición

DIAGNÓSTICO/INFORME

IMPRESIÓN/ARCHIVO

OBTENCIÓN DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO.

Pantallas y cartuchos CARESTREAM CR

Nuestra gama de pantallas de fósforo y cartuchos destinados a las radiografías computarizadas resulta ideal para los sistemas Vita CR. Su amplia selección y alto rendimiento satisfacen las necesidades de diversas aplicaciones clínicas y exploraciones mediante radiografías computarizadas, incluidas, entre otras, las imágenes de gran longitud y las aplicaciones ortopédicas o pediátricas.

- 8 x 10 pulg.
- 10 x 12 pulg.
- 11 x 14 pulg.
- 14 x 14 pulg.
- 14 x 17 pulg.
- 14 x 33 pulg.
- 24 x 30 cm
- 15 x 30 cm



Especificaciones de los sistemas

DIMENSIONES

34 cm x 75 cm x 55 cm (29,5 pulg. x 21,7 pulg x 13,4 pulg)

PESO

36 kg (79 libras)

RESOLUCIONES DE LAS EXPLORACIONES

12 píxeles/mm

6 píxeles/mm

FUNCIONES

Interfaz de usuario mejorada para la adquisición

Entrada de solicitudes web

Cumplimiento de DICOM y HL7

Impresora DICOM

Impresión de varios formatos

Visualizador de imágenes DICOM

OPCIONES DISPONIBLES

Creación de informes clínicos

Licencia del visualizador web

Obtención de imágenes de gran longitud

Proveedor de calidad de servicio (SCP) destinado al almacenamiento de imágenes DICOM

Conjunto de herramientas de medición avanzadas

Software OmniLink

Visor para tableta

Paquete panorámico dental

Una comunidad de servicio y soporte.

Aproveche todas las ventajas de nuestra exitosa red de Atención al cliente.

En Carestream, trabajamos continuamente para mejorar su rendimiento en la obtención de imágenes, lo ayudamos a innovar a medida que cambian sus necesidades y aprovechamos al máximo su presupuesto y recursos. La exitosa red de Atención al cliente de Carestream está a su alrededor con un equipo dinámico de expertos, con un único punto de entrada para acceder de manera sencilla y personalizada a la persona indicada para cada situación. Tanto usted como sus pacientes obtendrán los beneficios de la experiencia y de las mejores prácticas que solamente Carestream puede ofrecer, basándose en miles de servicios a clientes en todo el mundo y en nuestros 100 años de experiencia en innovación en el tratamiento con imágenes médicas.

