

Carestream

Mini-PACS

Solution d'archivage abordable basée sur les systèmes PACS

SOLUTIONS D'IMAGERIE INTELLIGENTES

La solution économique pour intégrer le système PACS à votre quotidien.

Les avantages de la mise à niveau vers la visualisation, l'examen et le stockage d'images de diagnostic du système PACS peuvent être considérables. Cependant, pour de nombreux établissements ou services, cette fonctionnalité est toujours restée inabordable.

Tout cela a changé. Mini-PACS de Carestream est arrivé. Il offre les outils d'examen et de rapport avancés dont vous avez besoin, à un prix abordable pour presque tous les types de budgets. Bénéficiez des avantages de Mini-PACS et améliorez la prise en charge de vos patients et votre productivité.



Principaux avantages

- Compatible avec le logiciel CARESTREAM Image Suite V4 et les autres programmes d'acquisition d'images classiques du secteur.
- Les outils de mesure comprennent l'angle de Lippman-Cobb, la goniométrie et la coxométrie
- Prend en charge le transfert d'images vers le logiciel OrthoView™ pour la planification orthopédique préopératoire
- Fournit une option disponible à l'achat pour la visualisation d'images à distance sur des appareils mobiles

Mini-PACS : Découvrez la solution abordable PACS.

Mini-PACS est arrivé. Il propose des fonctionnalités d'examen et d'archivage d'images très économiques et semblables à celles des systèmes des établissements hospitaliers. Il associe des fonctionnalités efficaces de liste de travail, une visionneuse DICOM complète, des outils d'examen et de rapport, et un logiciel d'archivage qui permet d'archiver directement sur CD ou supports USB. Le tout dans un seul module facile à installer.

Visualisation à distance des images

Mini-PACS propose également le logiciel Tablet Viewer en option. Les médecins peuvent visualiser les images de diagnostic des patients depuis leur domicile, leur bureau ou tout autre emplacement distant (depuis un iPad ou de nombreux autres appareils mobiles), ce qui améliore leur confort et leur productivité. Il permet également d'améliorer la communication entre le médecin et le patient car le médecin peut partager des images avec le patient, tout en lui expliquant le diagnostic.

Fonctionnalités supplémentaires

- Le logiciel de génération de rapport clinique en option vous permet de modifier, de consulter et d'imprimer des données sur un poste de travail ou un client Web.
- La prise en charge d'un double écran pour les clients Web permet d'afficher plusieurs images à la fois et ainsi d'augmenter l'efficacité.
- Le logiciel DICOM Storage Service Class Provider (SCP) permet de recevoir et consulter des images TDM, d'IRM, d'échographie et de radiographie assistée par ordinateur.
- Les fonctionnalités de sauvegarde à la demande ou programmées vous offrent plus de flexibilité pour sauvegarder les données de manière sécurisée.
- Les options de stockage facilitent les sauvegardes sur CD ou supports USB.

SOLUTIONS D'IMAGERIE INTELLIGENTES

carestream.com

