


DIGITALE. POTENTE. ECONOMICO.

È ora di evolvere passando all'imaging DR.



L'IMAGING DR DIVENTA CONVENIENTE.

Ecco la soluzione di imaging DR pensata per fornire agli Ambulatori privati, alle Cliniche e a qualsiasi Struttura di imaging di dimensioni contenute un modo economico per passare alla DR. Il Software CARESTREAM Image Suite V4, in combinazione con il nostro avanzato DRX-1 System, permette di eseguire l'upgrade dall'imaging con pellicola tradizionale oppure CR ai benefici della DR – rapidamente, facilmente e a un prezzo molto interessante.

Questa potente soluzione opera nell'intero processo dell'imaging – dalla pianificazione e prenotazione dell'esame fino all'archiviazione – in modo più rapido e pratico che mai. Senza dimenticare la spettacolare qualità d'immagine che solo la DR Carestream può fornire.

STATE PENSANDO DI CAMBIARE?

Passare alla DR può sembrare un grande passo per una struttura di dimensioni contenute. Vi potreste chiedere, "Il cambiamento può avere effetti negativi?" oppure "Servirà molto tempo, a me e alla mia équipe, per padroneggiare la nuova tecnologia?" e "Un sistema digitale includerà tutti gli strumenti di misurazione che mi servono?" Siamo in grado di rispondere a tutte le vostre domande e di supportarvi per una transizione facile e senza problemi. (Giusto per essere espliciti, le risposte alle tre domande sono: No, No e Sì!)

Completamente operativi in brevissimo tempo.

Il nostro processo semplice d'installazione si traduce in un rapido inizio dell'operatività completa, di norma in meno di due ore. Inoltre, potete continuare a utilizzare il vostro generatore esistente e le apparecchiature radiografiche esistenti di posizionamento, non occorre acquistare una nuova diagnostica.

Nel caso di upgrade da un CARESTREAM Vita CR System con Image Suite, scoprirete che il DRX-1 System con Image Suite 4 presenta un'interfaccia utente identica. Di conseguenza non è necessario apprendere una nuova interfaccia. Inoltre, con il Detettore DRX-1 si opera come con le cassette che utilizzate attualmente. Questi fattori riducono al minimo l'interferenza e l'addestramento necessario.

Il CARESTREAM DRX-1 System

CARESTREAM DRX-1 System ha introdotto il primo detettore wireless al mondo con le dimensioni di una cassetta. Protegge l'investimento già realizzato nell'apparecchiatura di imaging che possedete - si inserisce nel vostro attuale sistema senza modifiche, trasformandolo in una diagnostica DR. Non occorre in alcun modo modificare il vostro generatore o l'unità Bucky, eliminare lo stativo a colonna o il tavolo d'esame o sostituire le griglie. Si continua a utilizzare l'apparecchiatura e l'interfaccia ben conosciuta, pertanto, sarete in grado di conseguire senza incognite fin dal primo giorno un incremento di produttività.

La produttività DRX

- Il Detettore DRX, wireless e alimentato a batteria fornisce la libertà di posizionamento senza cavi caratteristica della cassetta convenzionale.
- Trasmette rapidamente le immagini digitali alla console di acquisizione.
- Le immagini sono prontamente disponibili per la visualizzazione e per il trattamento.
- La disponibilità rapida delle immagini riduce il tempo d'esame e le ripetizioni, migliora la soddisfazione del paziente e fornisce le risposte velocemente.
- Dalla console, si possono inviare le immagini rapidamente a una serie di destinazioni DICOM e in rete.

La gamma di detettori DRX

La scelta giusta per ogni applicazione.

- Detettore DRX-1 per esami generali
- Detettore DRX-1C per applicazioni in cui la dose è particolarmente importante
- Detettore DRX 2530C progettato con un formato più piccolo per un facile posizionamento

Oppure, per un'economia ancora maggiore, scegliete un Detettore TDR.

I nuovi detettori DR Carestream "tethered", ossia con filo invece che wireless, offrono la stessa tecnologia di elaborazione d'immagine, interfaccia utente e le stesse opzioni software – il tutto a un prezzo decisamente conveniente.





IMAGE SUITE V4: LA POTENZA PER LE PERFORMANCE.



Image Suite V4: un nuovo termine di confronto per l'efficienza del workflow

La nostra soluzione "Mini-PACS", che offre la gestione e l'analisi avanzata delle immagini, ora è completamente opzionale – pertanto non è necessario un sistema PACS e non occorre sostenere la spesa per lo stesso. Otterrete le immagini di alta qualità che vi occorrono, con un sistema che risponde in maniera eccellente alle esigenze a un prezzo compatibile con i vostri piani di spesa.

Accettazione accelerata

- Utilizzo di software Web-based per l'accettazione da remoto del paziente.
- Un menu grafico per la selezione rapida e facile delle parti anatomiche e delle proiezioni.
- Menu semplici per aggiungere parti anatomiche e proiezioni, modificare le esistenti o applicare elaborazioni personalizzate.

Immagini di alta qualità

- Con il clic di un pulsante, regolazione fine della elaborazione d'immagine, utilizzando nella schermata di acquisizione semplici cursori scorrevoli per variare luminosità, contrasto o latitudine.
- Strumenti specializzati, ideali per ambulatori ortopedici e di chiropratica.
- Supporta fino a 2 DRX-1 System wireless oppure con filo rispondendo alle esigenze radiografiche delle strutture.

Condivisione e archiviazione efficiente delle immagini

- Scelta della funzionalità opzionale Mini-PACS con una serie di strumenti addizionali.
- Valutazione delle immagini insieme al paziente, con la facile funzione di visualizzazione mediante tablet.
- Esecuzione di backup su CD e su unità USB / in rete per l'archiviazione offline.
- Ottimizzazione dell'utilizzabilità delle immagini con strumenti per esportazione JPEG e DICOM.
- Supporto per la composizione multiformato per la stampa, con funzionalità indipendenti di modifica delle immagini.

IMPULSO ALLA
PRODUTTIVITÀ
CON LA
SOLUZIONE
COMPLETAMENTE
DIGITALE CHE
DESIDERAVATE.



Una comunità per l'assistenza tecnica e il supporto.

Per un'assistenza e un supporto affidabile, considerate il Customer Success Network.

Lavoriamo continuamente per fare avanzare le performance delle nostre soluzioni di imaging, innovando di pari passo con l'evoluzione delle esigenze – e per aiutarvi a ricavare il massimo dal vostro budget e dalle vostre risorse. Il

Carestream Customer Success Network opera per voi con un dinamico team di esperti attraverso un Punto Unico di Accesso, che permette di mettersi in contatto in modo facile e personalizzato con le persone giuste in ogni situazione. Voi e i vostri pazienti potete trarre beneficio dall'esperienza, dalle conoscenze e dalle pratiche migliori che solo Carestream è in grado di fornire, fondate su migliaia di precedenti con clienti in tutto il mondo e su 100 anni di attività nell'imaging medicale.



carestream.com



Carestream