



Grandi performance. Piccole dimensioni.

Il CARESTREAM DRX-1 System ha messo in campo la potenza dell'X-Factor, con il primo detettore wireless al mondo delle dimensioni di una cassetta. La sua avanzata piattaforma ha permesso a un singolo detettore DRX di funzionare in modo sicuro e semplice sull'intera linea di prodotti DRX.

Subito dopo, abbiamo introdotto il detettore DRX di seconda generazione, più leggero, più rapido e con caratteristiche migliorate.

Ora è imminente la prossima stella della linea DRX. Il Detettore DRX 2530C conserverà tutti i benefici delle elevate performance del nostro attuale detettore, ma progettato su un formato più piccolo – ottimizzato per l'imaging pediatrico e ortopedico.

I VANTAGGI

Il Detettore DRX 2530C offre:

- Posizionamento rapido e facile sui vassoi delle incubatrici
- Progetto con scintillatore allo ioduro di cesio (CsI), per applicazioni pediatriche sensibili alla dose
- Ideale per l'imaging ortopedico su tavolo d'esame, grazie al posizionamento flessibile e alla facile manipolazione
- Condivisione sull'intera linea di prodotti DRX
- Tecnologia consolidata, con più di 6.000 detettori in uso in tutto il mondo



Detettore CARESTREAM DRX 2530C



Caratteristiche tecniche del DRX 2530C:

Standard wireless: 802.11n
Formato dell'immagine: 25 cm x 30 cm
Passo dei pixel: 0,139 mm
Dimensioni esterne:
28,4 cm x 41,5 cm x 1,6 cm

Benefici aggiuntivi del detettore:

- Performance wireless, che eliminano i fastidi e i rischi dei cavi e riducono il rischio d'infezione
- Performance rapide e accesso istantaneo alle immagini
- Maniglia progettata secondo criteri ergonomici per un posizionamento rapido e sicuro
- Compatibile con il caricabatterie del Detettore DRX-1, contribuisce all'eliminazione di apparecchiature aggiuntive
- Compatibile con il supporto detettore a piccolo formato del DRX-Revolution

Protezione contro eventi imprevisti

Il DRX 2530C potrà essere posto sotto la copertura del Piano di protezione CARESTREAM (Accident Protection Plan) contro eventi imprevisti DRX. Questo speciale piano potrà integrare la Garanzia DRX o il Contratto di assistenza DRX standard di Carestream. Nel caso durante il normale utilizzo clinico si dovesse verificare un danneggiamento a causa di un incidente, il piano permetterà di sostituire il Detettore DRX 2530C a una frazione del costo pieno. Per il cliente, questo significa maggiore sicurezza e tranquillità, una risoluzione conveniente con una sola chiamata e una sostituzione rapida che rende massima la disponibilità in servizio.

La Linea DRX

Tutte le soluzioni di imaging della Linea DRX sono progettate secondo la straordinaria piattaforma di detettori wireless X-Factor. Questo permette di spostare il detettore da un qualsiasi sistema DRX a un altro e anche di funzionare con le apparecchiature esistenti del cliente.

- **DRX-1 System** converte facilmente alla tecnologia DR le diagnostiche analogiche esistenti.
- **DRX-Evolution** è una suite DR completa, configurabile secondo il workflow, il budget e lo spazio disponibili.
- **DRX-Ascend**, una diagnostica DR con installazione a pavimento, fornisce funzionalità avanzate a un prezzo molto conveniente.
- **DRX-Revolution** è il nostro sistema mobile altamente manovrabile, compatto, ricco di funzionalità innovative, per l'imaging DR wireless ovunque risulti necessario.
- **DRX-Mobile Retrofit Kit** permette di eseguire l'aggiornamento alla DR continuando a valorizzare l'investimento del cliente negli attuali sistemi mobili già forniti da GE, Siemens e Shimadzu.
- **DRX-Transportable/Universal Mobile** rende facile l'aggiornamento alla DR dei sistemi mobili di molti altri fabbricanti.
- **DRX-Transportable/Field Portable** permette di rendere disponibili sul campo performance DR affidabili. È una soluzione "all in one", posta in una valigetta particolarmente robusta e adatta per il trasporto.



carestream.com/drx

