




Zwiększ wydajność, zaoszczędź miejsce.

Podobnie jak wiele placówek obrazowania, zapewne szukasz sposobu na przyspieszenie pracy i zwiększenie wydajności. I, co oczywiste, sposób na ograniczenie ilości zajmowanego miejsca jest zawsze mile widziany. Z przyjemnością usłyszysz o nowym oprogramowaniu Multi-Modality Acquisition Software firmy Carestream.

Ta innowacyjna opcja umożliwia sterowanie dwoma systemami CR firmy Carestream lub jednym systemem CR i jednym systemem DR za pomocą jednej konsoli. Obrabiając dwie kasety jednocześnie, podwoisz wydajność – i zaoszczędzisz cenną przestrzeń. Rozwiązanie to może dostarczyć rezerwowego systemu CR w gabinecie DR, a także funkcji obrazowania CR pełnej długości.

Oprogramowanie Multi-Modality Acquisition Software dostępne jest jako opcja pozwalająca sterować dwoma systemami DirectView Elite lub Classic CR lub jednym systemem DIRECTVIEW Elite/Classic CR i jednym systemem DRX-1, DRX-Evolution lub DRX-Ascend. Wymaga oprogramowania DIRECTVIEW w wersji v5.7 lub nowszej.

ZALETY W SKRÓCIE

- Wykorzystuje jedną konsolę do sterowania dwoma systemami
- Zwiększa wydajność
- Maksymalizuje przestrzeń
- Pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę wykonywanych czynności
- Obsługuje aparat CR jako urządzenie rezerwowe dla gabinetu DR
- Umożliwia wykorzystanie obrazowania CR pełnej długości w gabinecie DR

Steruj dwoma systemami firmy Carestream za pomocą jednej konsoli.



Steruj dwoma systemami CR LUB Systemem CR i systemem DR

Spółeczność obsługi i wsparcia technicznego

Aby otrzymać usługi, na których można polegać, przyjrzyj się naszej sieci pozyskanych klientów. Stale zmierzamy do zwiększania wydajności rozwiązań przeznaczonych do obrazowania, aby rozwijać się z Twoimi potrzebami – i pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać posiadany budżet i zasoby. Sieć pozyskanych klientów firmy Carestream otacza klienta dynamicznym zespołem wyjątkowych ekspertów. Jeden punkt kontaktowy oznacza łatwy, dopasowany do potrzeb dostęp do właściwych ludzi w każdej sytuacji. Zarówno Ty, jak i Twoi pacjenci będziecie czerpać korzyści z zalet i najlepszych praktyk, jakich może dostarczyć wyłącznie firma Carestream, dzięki tysiącom zaangażowanych klientów na całym świecie i naszemu 100-letniemu doświadczeniu w dziedzinie obrazowania medycznego.



www.carestream.com/lesion

