

CYFROWY. KOMPAKTOWY. W PRZYSTĘPNEJ CENIE.



Systemy DIRECTVIEW Vita CR firmy Carestream to rozwiązania kompaktowe, które zapewniają wysokiej jakości obrazy – przy atrakcyjnej cenie. Dzięki trzem opcjom prędkości systemy Vita CR zwiększają efektywność i wydajność pracy, jednocześnie zapewniając wysoką jakość opieki nad pacjentami. Suma ponad 20 000 sprzedanych na całym świecie aparatów świadczy o tym, że firma Carestream to zaufane źródło biurkowych systemów CR.

MAŁY CUD TECHNIKI



Systemy CARESTREAM Vita CR

WYSOKIEJ KLASY SPRZĘT DLA MNIEJSZYCH PLACÓWEK

Systemy Vita CR są przeznaczone szczególnie do szpitali, klinik i gabinetów o małej lub średniej wielkości, które muszą pilnować każdej wydanej złotówki – ale nie godzą się na kompromis w przypadku jakości obrazów diagnostycznych. Opisywane urządzenia biurkowe są mniejsze i lżejsze od innych systemów CR. Systemy te oferują funkcje idealne dla zastosowań specjalistycznych, podczas gdy ich skalowalna konstrukcja pozwala na dostosowanie do Twoich rosnących potrzeb.



WŁAŚCIWY ROZMIAR. WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE.

Po co płacić za funkcje, których nie potrzebujesz i z których nie będziesz korzystać? Wiele dużych, złożonych systemów obrazowania cyfrowego ma funkcje, które mogą być nieprzydatne do potrzeb związanych w obrazowaniem w Twojej placówce. Przez to cena takich urządzeń jest wyśrubowana. Systemy Vita CR zapewniają:

- Wysokiej jakości obrazowanie w przystępnej cenie
- Możliwość zaoferowania własnego cyfrowego RTG
- Krótszy czas realizacji – aby przyspieszyć diagnozowanie i poprawić opiekę

WYBIERZ SZYBKOŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJESZ.

Wszystkie funkcje systemu Vita CR oferowane są w modelu zapewniającym dokładnie taką prędkość pracy, jakiej potrzebuje Twoja placówka (liczba płyt na godzinę może się różnić w zależności od rozmiaru kasety).

Vita LE ^W ^{GÓRĘ} ^{DO} **30** pph

Vita ^W ^{GÓRĘ} ^{DO} **50** pph

Vita XE ^W ^{GÓRĘ} ^{DO} **69** pph



ŁATWA KONFIGURACJA. WYSOKIEJ JAKOŚCI WYNIKI.



HARMONOGRAM

Skonfiguruj i rozpocznij skanowanie w ciągu kilku godzin

Szybka i łatwa konfiguracja systemu, pozwalająca korzystać z urządzenia tego samego dnia, a do tego minimalne potrzeby szkoleniowe z uwagi na intuicyjny interfejs.

Zwiększ przepustowość i wydajność

Jakość obrazu wstępnie skonfigurowanego ułatwia wybór domyślnych ustawień dla obrazu, ponadto dostępna jest funkcja inteligentnego usuwania, przyspieszająca tę czynność.

Uprość procedury i ogranicz koszty

Pożegnaj się z kliszami i magazynkiem z chemikaliami.

AKWIZYCJA

PRZEGLĄDANIE/ EDYCJA

DIAGNOZA/ RAPORT

DRUKOWANIE/ ARCHIWIZACJA

Uzyskaj obrazy wysokiej jakości

Proste w użyciu oprogramowanie do akwizycji z technologią ulepszonej wizualizacji i funkcją automatycznej obróbki obrazu (EVP+)

Przeprowadzaj specjalistyczne badania

Obrazowanie pełnej długości, obrazowanie stomatologiczne, zastosowania w wojsku, funkcje przenośne, chiropraktyka oraz badania ortopedyczne wykonywane z użyciem specjalnie opracowanych sprzętu i narzędzi pomiarowych

WYSOKOWYDAJNE OBRAZOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Ekran i kasety CARESTREAM CR

Nasza, idealna do stosowania z systemami Vita CR System, linia kaset i ekranów fosforowych CR zapewnia szeroki wybór i wysoką wydajność, aby sprostać wymaganiom różnych badań CR i zastosowań klinicznych, w tym obrazowania pełnej długości, ortopedii, pediatrii itd.

- 8 x 10 cali
- 10 x 12 cali
- 11 x 14 cali
- 14 x 14 cali
- 14 x 17 cali
- 14 x 33 cali
- 24 x 30 cm
- 15 x 30 cm



Dane techniczne systemu

WYMIARY

34 x 75 x 55 cm/29,5 x 21,7 x 13,4 cala

CIEŻAR

36 kg/79 funtów

ROZDZIELCZOŚCI SKANOWANIA

12 pikseli/mm

6 pikseli/mm

FUNKCJE

Rozszerzony interfejs użytkownika w celu akwizycji

Wprowadzanie zlecenia z sieci Web

Zgodny z DICOM i HL7

Drukowanie DICOM

Drukowanie wieloformatowe

Przeglądarka plików DICOM

DOSTĘPNE OPCJE

Archiwizacja mini-PACS

Raporty kliniczne

Licencja Web Viewer

Obrazowanie pełnej długości

DICOM Store Service Class Provider (SCP)

Zestaw do wykonywania zaawansowanych pomiarów

Oprogramowanie OmniLink

Przeglądarka tabletowa

Stomatologiczny pakiet panoramiczny

Spółeczność obsługi i wsparcia technicznego

Czerp korzyści ze wszystkich zalet naszej sieci pozyskanych klientów.

Stale pracujemy, aby dostarczyć doskonałej wydajności obrazowania, oferować Ci innowacje w miarę zmieniających się potrzeb i pomóc Ci czerpać jak najwięcej z Twojego budżetu i zasobów. Sieć usług firmy Carestream otacza klienta dynamicznym zespołem wyjątkowych ekspertów. Jeden punkt kontaktowy oznacza łatwy, dopasowany do potrzeb dostęp do właściwych osób w każdej sytuacji. Zarówno Ty, jak i Twoi pacjenci będziecie czerpać korzyści z zalet i najlepszych praktyk, jakich może dostarczyć wyłącznie firma Carestream, dzięki tysiącom zaangażowanych klientów na całym świecie i naszemu 100-letniemu doświadczeniu w rozwijaniu technologii obrazowania medycznego.

