

Mały. Lekki. Uniwersalny.

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE OBRAZOWANIA

Większa wydajność. Mniejszy rozmiar.

System CARESTREAM DRX-1 to moc platformy X-Factor w pierwszym na świecie przetworniku bezprzewodowym wielkości kasety. Dzięki zaawansowanej platformie pojedynczy przetwornik DRX może bez problemów współpracować z całą rodziną produktów DRX. Niedługo potem wprowadziliśmy przetwornik DRX drugiej generacji — lżejszy, szybszy oraz o ulepszonej funkcjonalności.

Teraz nasz nowo zaprojektowany, kompaktowy przetwornik jest zgodny z normami ISO 4090 dotyczącymi rozmiaru, a ponadto zapewnia większe możliwości umieszczenia, w szczególności w łóżeczkach noworodkowych.



Podstawowe zalety

Przetwornik CARESTREAM DRX Plus 2530C oferuje:

- X-Factor Thinking — umożliwia stosowanie przetwornika z całą rodziną produktów DRX.
- Szybkie i łatwe umieszczanie w inkubatorach dzięki mniejszej obudowie.
- Konstrukcja z jodkiem cezu (CsI) do badań dzieci wymagających użycia mniejszych dawek.
- Wiele możliwości umieszczenia oraz łatwa obsługa sprawiają, że idealnie sprawdza się podczas obrazowania ortopedycznego pacjenta leżącego na stole.
- Możliwość stosowania tego kompaktowego przetwornika z całą rodziną produktów DRX.
- Lepsza jakość obrazu i większa pewność diagnostyczna dzięki mniejszemu rozstawowi pikseli.

Przetwornik CARESTREAM DRX Plus 2530C



Dodatkowe zalety przetwornika:

- Możliwość bezprzewodowego podłączenia, która eliminuje problemy i zagrożenia związane z połączeniami kablowymi oraz zmniejsza ryzyko zakażenia.
- Wysoka wydajność i natychmiastowy dostęp do obrazów.
- Zgodność z ładowarką przetwornika CARESTREAM DRX-1, która pomaga ograniczyć ilość dodatkowego sprzętu.
- Łatwe dostosowanie — łatwo się mieści w schowku na przetwornik mobilnych systemów rentgenowskich CARESTREAM DRX-Revolution i CARESTREAM DRX-Revolution Nano.

Ochrona przed nieoczekiwanymi zdarzeniami

Przetwornik DRX Plus 2530C może być objęty planem ochrony na wypadek uszkodzeń CARESTREAM DRX. Ten tworzony indywidualnie plan można dodać do standardowej gwarancji lub do umowy serwisowej Carestream DRX. Plan umożliwia wymianę przetwornika DRX Plus 2530C za niewielką część pełnej ceny, jeśli uszkodzenie zostanie spowodowane wypadkiem w trakcie normalnej eksploatacji klinicznej. Oznacza to większą pewność oraz mniej stresu — wystarczy jeden telefon, aby szybko wymienić uszkodzone urządzenie i zmaksymalizować czas pracy.

Dane techniczne przetwornika DRX Plus 2530C:


Standard bezprzewodowej komunikacji sieciowej:
802.11ac

Rozmiar obrazu: 25 x 30 cm

Rozstaw pikseli: 0,098 mm

Wymiary zewnętrzne:

28,2 x 33,2 x 1,5 cm (11.1 x 13.1 x .59 in)



Wiodąca wydajność w branży — poznaj przetworniki z rodziny DRX.

Oferta firmy Carestream w zakresie przetworników DR obejmuje modele bezprzewodowe, współdzielone oraz mocowane na stałe, umożliwiając dobrać urządzenia do wymagań w zakresie typu badania, rozmiaru przetwornika, poziomu dawki oraz ceny.

Odwiedź stronę internetową carestream.com/detectors i znajdź przetwornik na miarę potrzeb swojej placówki.

carestream.com/detectors



„Rx only”

© Carestream Health, Inc., 2019. CARESTREAM jest znakiem towarowym firmy Carestream Health. CAT 2000 253 04/19

Carestream