

REQUISITOS ELÉTRICOS E DE ESPAÇO.



Requisitos mínimos de espaço de trabalho sugeridos

O sistema OnSight foi concebido para permitir uma instalação fácil e económica em praticamente qualquer local. Tem dimensões reduzidas e na maioria dos casos pode ser instalado sem necessidade de um compartimento blindado ⁽¹⁾ dispendioso. Os requisitos mínimos de ocupação do pavimento do sistema encontram-se listados a seguir; consulte-os quando selecionar e planear um espaço para instalação.

Requisitos de alimentação

O sistema OnSight irá reduzir o tempo e os custos de instalação através da utilização de uma ligação elétrica padrão – em vez de um serviço de alta tensão dispendioso. É totalmente compatível com uma fonte de alimentação dedicada de 120 volts/15 amp ou 230 volts/10 amp.

Requisitos mínimos de espaço de trabalho sugeridos para o sistema OnSight Os regulamentos locais podem exigir espaço adicional



¹ Consulte os requisitos locais.