

O IMAGE SUITE ACABA DE FICAR AINDA MELHOR.

O software Image Suite V4 definiu um novo padrão de eficiência de fluxo de trabalho em instalações de pequeno porte. Esse software robusto dispõe de uma interface para toque mais fácil de usar do que antes. Um conjunto avançado de ferramentas, um fluxo de trabalho simplificado e a qualidade de imagem aprimorada são apenas alguns dos itens que esta solução avançada oferece. E, embora nosso módulo avançado "mini-PACS" permita o gerenciamento e a análise incrível de imagens, agora ele é totalmente opcional. Obtenha as imagens de alta qualidade que você precisa com um sistema que se adapta perfeitamente, a um preço muito acessível.



**INTUITIVO.
FLEXÍVEL.**

O IMAGE SUITE DISPONIBILIZA OS BENEFÍCIOS QUE VOCÊ PRECISA.

Acessível

O Image Suite foi projetado a fim de economizar dinheiro para consultórios particulares e clínicas de menor porte e, com o módulo opcional mini-PACS, você pode optar por adicionar esse recurso quando necessário.

Fácil de usar

Nossa interface do usuário avançada transforma a operação em uma tarefa mais intuitiva. Uma pequena curva de aprendizado significa que seus tecnólogos capturam, processam, editam e armazenam imagens rapidamente, como se fossem profissionais. Veja sua eficiência e produtividade acelerarem rapidamente.

Potente

Esta pequena máquina de trabalho de um sistema fornece processamento de imagens automático e de confiança, ferramentas de edição avançada e medição, bem como capacidades de análise de rejeição de imagens. A entrada de ordem remota e o acesso/relatório de PACs oferecem a flexibilidade de usar o sistema na instalação inteira.


Flexível

O sistema pode ser facilmente personalizado para atender às necessidades específicas dos seus negócios. Obtenha os recursos dos quais você necessita e adicione capacidades no futuro, à medida que o consultório aumenta.



Detectores DRX

COMPANHEIROS IDEAIS – S SISTEMAS CR + DR + IMPR



PROGRAMAR

ADQUIRIR

PROGRAMAR

Acelere o processo de registro, de qualquer lugar

- Registre pacientes remotamente com o software baseado na Web
- Os gráficos de seleção permitem uma seleção rápida e fácil de artes do corpo e visualizações
- Adicione novas partes do corpo e visualizações, edite aquelas já existentes e aplique o processamento personalizado
- Conecte-se a sistemas EMR/RIS compatíveis com DICOM ou HL7 para obter um fluxo de trabalho simplificado

ADQUIRIR

Capture imagens de alta qualidade de forma rápida e fácil ao emparelhar o Image Suite com os Sistemas CR e DR da Carestream

- Obtenha imagens de até dois Sistemas DRX-1 com ou sem fio, bem como Sistemas CR Vita e Classic
- A interface do usuário fácil de manipular permite uma navegação simplificada, a fim de oferecer uma experiência do usuário aprimorada
- Conte com uma qualidade de imagem consistente com a Visualização aprimorada - Processamento de imagens automático (EVP+)
- Ferramentas e aplicativos clínicos, incluindo mascaramento circular, histograma, análises, valor de pixel ROI e muito mais
- Melhore a qualidade das imagens e acelere o fluxo de trabalho, usando imagens de posicionamento para referência e guias de imagens de raios X de exemplo
 - Faça exames de mamografia com DIRECTVIEW Classic CR*
 - Use o recurso de análise de rejeição de imagem para acompanhar problemas com os exames
 - Capacidade de obter DAP automaticamente e informações de técnica, eliminando a necessidade da entrada manual de dados

SOFTWARE IMAGE SUITE DA CARESTREAM + IMPRESSORAS A LASER



VISUALIZAR/EDITAR

Obtenha imagens de alta qualidade

- Melhore o fluxo de trabalho e a produtividade com a tela de aquisição de imagens do Image Suite. É simples e fácil de usar
- Faça um ajuste fino do processamento da imagem com o clique de um botão, usando as barras de rolagem para ajustar o brilho, contraste ou detalhe a partir da tela de aquisição
- Use até oito sessões simultâneas de visualizador Web para aumentar a produtividade
- Use ferramentas de medição especializadas para exames de quiropraxia, ortopédicos ou mamografia†
- Os Editores de pontos automáticos e manuais permitem que você manipule e cole imagens individuais juntas, de modo a criar a visualização de tamanho longo que você necessita
- Acesse imagens do paciente e relatórios de qualquer lugar com o Visualizador para tablet em um iPad*

DIAGNÓSTICOS/RELATÓRIOS

Acelere os diagnósticos, melhore o tratamento do paciente

- Aumente a produtividade, visualizando várias imagens simultaneamente pelo suporte de monitor duplo em clientes Web
- Receba imagens de tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom e CRs/DRs adicionais com software SCP de armazenamento DICOM
- Gere/analise relatórios em vários clientes Web na instalação inteira
- Execute testes de qualidade do sistema com o software Total Quality Tool do Image Suite
- Transfira com segurança imagens DICOM pela Internet, sem precisar de VPN ou conexões de túnel criptografadas, com o software OmniLink; ideal para aplicativos móveis

IMPRIMIR/ARQUIVAR

Compartilhe e armazene imagens de maneira eficaz

- Maximize a segurança com o backup sob demanda ou programado
- Realize backups em CDs e USBs removíveis para armazenagem off-line
- Otimize a usabilidade das imagens com ferramentas de exportação JPEG ou DICOM
- Compatível com a composição multiformato de impressão com capacidades de edição independente de imagem



DIRECTVIEW CR Vita



Gerador de imagens laser DRYVIEW 5700

A SOLUÇÃO IMAGE SUITE.

Um sistema completo de
aquisição e gerenciamento
de imagens digitais.

CR DIRECTVIEW
CLASSIC



Opções disponíveis para o Software Image Suite/V4

- Software de relatórios clínicos
- Software de arquivamento mini-PACS
- Licenças do visualizador da Web - até 8
- Cassetes de imagens de tamanho grande/suportes
- Provedor de classe de serviço de armazenamento de DICOM (SCP)
- TQT Phantom
- Ferramentas de medição avançadas
- Software de recursos para mamografia†
- Aumente a aquisição de licenças de tamanho de armazenamento
- Licença de instância múltipla de consulta na Web
- Pacote OmniLink
- Software visualizador para tablet*

Uma comunidade de serviço e suporte.

Aproveite todas as vantagens da Rede de sucesso de clientes. Trabalhamos continuamente para aprimorar seu desempenho na criação de imagens, ajudá-lo a inovar à medida que as suas necessidades se alteram e a usufruir ao máximo seus recursos e orçamento. A Rede de sucesso de clientes da Carestream oferece uma equipe dinâmica de especialistas, com um Ponto de entrada único para um acesso fácil e personalizado às pessoas certas em todas as situações. Você e seus pacientes se beneficiarão da experiência e das melhores práticas que somente a Carestream consegue fornecer, com base em nossa herança de 100 anos em inovação de imagens médicas.



www.carestream.com



© Carestream Health, 2013. CARESTREAM, DIRECTVIEW e DRYVIEW são marcas registradas da Carestream Health. CAT 200 0102_PT-BR 12/13

* Indisponível nos EUA.

† Ferramentas especializadas para mamografia indisponíveis nos EUA.

Carestream