



Alto desempenho. Compacto.

O sistema CARESTREAM DRX-1 dá início ao conceito X-Factor, com o primeiro detector wireless do tamanho de um cassete convencional no mundo. Sua plataforma avançada permite que um único detector DRX trabalhe agilmente por toda a família de produtos DRX.

Logo depois desse lançamento, introduzimos a segunda geração do detector DRX, um detector mais rápido e leve, com recursos aprimorados.

Agora, chega a próxima estrela da família DRX. O detector DRX 2530C manterá todos os benefícios de alto desempenho do nosso detector atual em um formato menor – otimizado para geração de imagens pediátricas e ortopédicas.

VANTAGENS

O detector DRX 2530C oferece:

- Posicionamento rápido e fácil em encubadoras pediátricas
- Design com iodeto de césio (CsI) para aplicações pediátricas sensíveis à dose
- Ideal para geração de imagens ortopédicas em cima da mesa devido a seu posicionamento flexível e seu fácil manuseio
- Pode ser usado com toda a família DRX da Carestream
- Tecnologia comprovada com mais de 6.000 detectores em uso em todo o mundo



CARESTREAM DRX 2530C Detector



Especificações do DRX 2530C:

Padrão Wireless standard 802.11n

Tamanho da imagem: 25 x 30 cm

Tamanho do pixel: 0,139 mm

Dimensões externas:

28,4 x 41,5 x 1,6 cm (11,2 x 16,3 x 0,63 pol)

Benefícios Adicionais:

- Desempenho wireless para eliminar os problemas com os cabos e fios e reduzir o risco de infecção
- Desempenho rápido e acesso instantâneo às imagens
- Alça ergonômica para posicionamento rápido e seguro
- Compatível com o carregador da bateria do detector DRX-1 para eliminar equipamentos adicionais
- Adapta-se ao suporte de formato pequeno para o DRX-Revolution

Proteção contra o inesperado

O DRX 2530C é elegível para o Plano Smart Detector de Proteção Contra Acidentes para o DRX. Este plano desenvolvido exclusivamente pode ser adicionado à sua Garantia Carestream DRX padrão ou ao seu Contrato de Serviço. O plano ajudará você a substituir seu detector DRX 2530C a uma fração do preço total, caso ocorra algum dano devido a um acidente no decorrer normal do uso clínico. Para você, isso significa maior confiança e tranquilidade, e resolução do problema com apenas uma ligação, com substituição rápida para maximizar o seu fluxo de trabalho.

Conheça a família

As soluções de imagem da família DRX foram todas desenvolvidas em torno de um conceito X-Factor baseado na plataforma DRX - detector wireless. Isso permite que o detector seja movido de qualquer sistema DRX para qualquer outro – e também que opere com seu equipamento existente.

- O **sistema DRX-1** converte facilmente as salas analógicas existentes para DR.
- O **DRX-Evolution** é uma sala DR completa configurável para atender a seu fluxo de trabalho, orçamento e espaço.
- O **DRX-Ascend**, uma sala de DR montada no chão, fornece recursos avançados a um preço muito acessível.
- O **DRX-Revolution** é nosso sistema móvel, compacto e altamente manobrável oferecido com recursos inovadores para imagem DR wireless onde for necessário.
- O **DRX-Mobile Retrofit** permite que você faça um upgrade para a tecnologia DR impulsionando ao mesmo tempo seu investimento nos sistemas móveis atuais da GE, Siemens e Shimadzu.
- O **DRX-Transportable/Mobile** facilita o upgrade dos sistemas móveis de muitos outros fabricantes.
- O **DRX-Transportable/Field Portable** permite que você leve o desempenho confiável DR para o campo. É uma solução tudo em um, empacotadas em um estojo resistente.



carestream.com/drx

