

SALAS DE RAIOS-X RICAS EM RECURSOS E ACESSÍVEIS.

Versatilidade aliada ao valor.



UMA COMBINAÇÃO IDEAL DE DESEMPENHO E ACESSIBILIDADE.

Atualmente, muitas instalações gostariam de oferecer os benefícios de um conjunto completo de raios X com recursos avançados. Contudo, o alto preço e o medo da obsolescência tecnológica podem atrapalhar o caminho.

Esses problemas não existem mais. A família Ascend tem a opção perfeita para atender às suas necessidades urgentes no momento, com atualizações concretas para o futuro. Tudo isso a um preço surpreendentemente econômico.

Seja qual for o seu ponto de partida, sua solução Ascend fornecerá uma excelente desempenho e um sistema que crescerá junto com você.



Crie seu próprio sistema Ascend.

Escolha a mistura de componentes ideal para sua instalação, visitando nosso website configurador interativo em carestream.com/expedition



ESCOLHENDO A MELHOR ROTA PARA O FUTURO DE SUAS IMAGENS.

Os produtos da família CARESTREAM Ascend foram projetados para centros de diagnóstico por imagem de pequeno e médio porte, clínicas ortopédicas, hospitais e clínicas de urgência. Elas abrangem uma grande variedade de modalidades e configurações. Todos eles oferecem recursos com tecnologia de ponta a um preço acessível, qualidade de imagem excepcional, aumento de produtividade e uma excelente flexibilidade de posicionamento para todos os principais tipos de exames.

Mas, escolher a solução Ascend ideal para suas necessidades atuais, estabelecendo um caminho viável para atualizações, requer análises detalhadas e planejamento realizado por especialistas.



ESTAMOS AQUI PARA AJUDÁ-LO.

A Carestream pode fazer uma parceria com você para analisar o crescimento projetado de suas instalações, tanto a curto quanto a longo prazo. Examinaremos todas as tendências de mudança nos dados demográficos e necessidades do seu banco de dados de pacientes, e avaliaremos a sua posição no ciclo de formação de imagens. Você gera imagens em filmes? Com Radiografia Computadorizada (CR)? Você planeja avançar para a Radiografia totalmente Digital (DR)?

Seja qual for a sua modalidade, nós lhe ajudaremos com um cronograma e orçamento para atualização. Aqui começa a participação da família Ascend.

Adote o melhor caminho para o futuro da geração de imagens.



CONHEÇA A FAMÍLIA ASCEND.

As ofertas da família Ascend permitem que você entre no ciclo de formação de imagens com os melhores níveis de desempenho e custos para você, a partir de nossos sistemas analógicos de eficiência comprovada e melhor custo-benefício, através de nossas soluções baseadas em CR que agilizam o fluxo de trabalho, até nossa tecnologia DRX de ponta e sem fio.

Seja qual for sua escolha, você desfrutará de atualizações simples, viáveis e de baixo custo, permitindo que você evolua para o próximo nível sem trocar seu equipamento existente. Você ficará tranquilo sabendo que seu investimento atual é seguro.

ADEQUADO PARA O PRESENTE.
PRONTO PARA O FUTURO.

CONFIGURAÇÃO E PREÇO PARA INSTALAÇÕES COMO A SUA.

DRX-Ascend com tubo montado no chão



Crie seu próprio sistema Ascend.

Escolha a mistura de componentes ideal para sua instalação, visitando nosso website configurador interativo em carestream.com/expedition

DIGA ADEUS À TECNOLOGIA OBSOLETA.

Seja qual for a sua modalidade neste momento e onde quer que você precise chegar no futuro, temos a estratégia de atualização para você chegar lá, de forma perfeita e rentável.

Seus requisitos são exclusivos. Portanto, começaremos analisando suas necessidades específicas de capacidade. Suas instalações disponíveis. Suas limitações de orçamento, banco de dados de pacientes e exames realizados mais frequentemente. Em seguida, observaremos cuidadosamente como a possibilidade de evolução desses parâmetros.

Boas notícias? Seja qual for o resultado dessa avaliação, há uma configuração Ascend que oferece a combinação ideal.



DRX-Ascend com tubo montado no teto

FILME



Sistema analógico da Ascend

Atualmente você usa filme? Você planeja continuar por algum tempo? Observe o sistema analógico de raio X da Ascend e o filme de raio-X da Carestream - o padrão ouro absoluto do mercado.

RC



Ascend com o Sistema Vita Flex CR

Diga adeus ao alto custo e dificuldades do filme e produtos químicos com a atualização para a tecnologia Vita Flex CR. Tenha a qualidade de raio X digital, com velocidades de até 45 placas por hora.

Ascend com o Sistema DIRECTVIEW Classic CR

Você enfrenta as exigências de volume maior? Mude para a tecnologia do DIRECTVIEW Classic e aproveite ainda mais o desempenho produtivo - velocidades de até 69 placas por hora.

DR




Sistema da Ascend com DRX-1

Experimente a potência do X-Factor. O sistema CARESTREAM DRX-1 converte seu equipamento atual em imagens sem fio, totalmente digitais. Nossa linha de detectores DR inclui modelos sem fio, compartilháveis e fixos para atender às suas demandas com base no tipo de exame, tamanho do detector, nível de dosagem e orçamento. Descubra o detector certo para as suas necessidades em carestream.com/detectors.

COMPONENTES E RECURSOS PODEROSOS.

Selecione entre esses componentes para configurar precisamente o sistema ideal para você.



1 TUBO MONTADO NO TETO

- Oferece recursos ergonômicos avançados, com capacidades de posicionamento praticamente ilimitadas
- Permite uma ampla gama de deslocamento vertical com sua coluna telescópica
- Rastreia o tubo com a mesa para o posicionamento mais fácil e melhora o fluxo de trabalho através do rastreamento automático opcional
- Proporciona flexibilidade adicional do exame com suas amplas gamas de deslocamento longitudinal e transversal

2 SUPORTE INDEPENDENTE DO TUBO

- Elimina o custo e horas adicionais de instalação de trilhos em instalações que não suportam um sistema de suporte montado no teto
- Oferece uma ampla gama de deslocamento longitudinal e transversal, rotação da coluna e angulação do tubo
- Permite posicionamento mais fácil e melhor fluxo de trabalho com rastreamento automático opcional

SUPORTE PADRÃO DE TUBO

- Oferece uma seleção de opções de solo e de parede, instalação rápida e confiabilidade com seu design flexível
- Controle de recursos com apenas um toque para facilitar o acesso a interruptores multifuncionais para um ajuste rápido da angulação longitudinal, vertical e do tubo

3 SUPORTE DE PAREDE VERTICAL

- Facilita exames em pé com sua extensa gama de deslocamento vertical
- Acomoda exames de joelho com sustentação de peso para crianças pequenas e também para pacientes adultos muito altos

SUPORTE MONTADO NA PAREDE

- Apresenta uma base mais estreita para economizar espaço em salas menores

SUPORTE DE PAREDE VERTICAL 420T

- Pode ser ajustado para geração de imagens de extremidades superiores e sob a mesa com todos os benefícios de um Suporte de Parede 420 além da capacidade de inclinação manual ou motorizada do Bucky
- Acomoda exames de joelho com sustentação de peso para crianças pequenas e também para pacientes adultos muito altos

4 ELEVAÇÃO DO TAMPO DA MESA

- O tampo da mesa pode ser ajustado de uma elevação extraísta para uma alta elevação para melhor acomodar idosos, deficientes ou pacientes pediátricos
- Facilita a transferência rápida e fácil do paciente que está na maca, com seu design conveniente de tampo da mesa com elevação

TAMPO DA MESA MÓVEL

- Facilita a transferência do paciente que está na maca, com seu design conveniente de tampo da mesa com elevação
- Acomoda uma gama maior de pacientes com seu design extragrande e capacidade de 650 libras (295,5 Kg)

MESA FIXA

- Combina recursos avançados com preço acessível
- Apresenta uma aparência e design mais leves do que as mesas padrão, com sua base embutida

5 TECHVISION COM PRÉ-VISUALIZAÇÃO DIGITAL E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS

- Oferece aos técnicos o controle total do gerador remoto na sala de exames, com uma tela sensível ao toque de várias cores, montada na alça do suporte do tubo
- Proporciona integração bidirecional total do gerador com o console DR para controle e exibição dos parâmetros do gerador



4



5

ACESSÓRIOS DRX-ASCEND



Detector de mesa/Suporte do cassette



Detector lateral/Suporte do cassette



Detector lateral de rolagem/Suporte do cassette



DESEMPENHO LÍDER DA INDÚSTRIA: CONHEÇA NOSSA LINHA DE DETECTORES DRX.

Nossa linha de detectores DR inclui modelos sem fio, compartilháveis e fixos para atender às suas demandas com base no tipo de exame, tamanho do detector, nível de dosagem e seu orçamento.

Descubra o detector certo para as suas necessidades em carestream.com/detectors

INDEPENDENTEMENTE DO CAMINHO QUE VOCÊ
ESTÁ SEGUINDO,

**NÓS TE LEVAREMOS
ATÉ ONDE VOCÊ
PRECISA DE IR.**



ADEQUADO PARA O PRESENTE.
PRONTO PARA O FUTURO.

Adequado para o presente. Pronto para o futuro.

A Carestream está pronta para lhe ajudar a planejar a rota mais eficaz para o futuro de suas imagens de raio-X. Nosso design escalonável de equipamentos e componentes modulares significam um alto desempenho agora, juntamente com atualizações fáceis e acessíveis nos próximos anos.

Planejaremos a migração de seu equipamento juntos. Você ganhará a confiança de que o seu investimento atual em tecnologia continuará a pagar ótimos dividendos no seu futuro.



Crie seu próprio sistema Ascend.

Escolha a mistura de componentes ideal para sua instalação, visitando nosso website configurador interativo em **carestream.com/expedition**

Uma comunidade de suporte e serviço

Para obter um serviço confiável, consulte nossa Rede de Sucesso do Cliente.

Trabalhamos continuamente para melhorar o desempenho de sua imagem, ajudá-lo a inovar de acordo com suas necessidades e aproveitar ao máximo seu orçamento e seus recursos.

A Rede de Sucesso do Cliente da Carestream lhe oferece uma equipe dinâmica de especialistas, com um único ponto de entrada para o acesso fácil e personalizado às pessoas certas em todas as situações. Você e seus pacientes se beneficiarão com a experiência e melhores práticas que apenas a Carestream pode oferecer com base em milhares de contratos de clientes em todo o mundo e em nossa herança de 100 anos de inovação em imagem médica.



carestream.com

